



Kiilto Pro Steel

Specialrengøring



Syreholdigt specialrengøringsmiddel til rengøring af instrumentvaskemaskiner og instrumenter. Fjerner kalkaflejringer og rustpletter samt lysner metaloverflader.

Anvendelsesområde	Koncentrat beregnet til at fjerne kalkaflejringer, rustpletter og oxidfilm fra instrumentvaskemaskiner og instrumenter af rustfrit stål. Anvendes i instrumentvaskemaskiner og ultralydsrensere. Kan også anvendes manuelt (iblødsætning). Medicinsk udstyr til professionel brug.	
Produktegenskaber	Fjerner kalkaflejringer og lysner metaloverflader. Beregnet til rustfrit stål men kan også anvendes til de fleste aluminium-, messing- og kobbermaterialer. Fjerner også pletter fra silikone- og plastikoverflader.	
Brugsanvisning	Rengøring af instrumentvaskemaskiner: 100-300 ml (0,5-1,5% opløsning) samt afkalkningsprogram. Hvis andet program anvendes, vær da opmærksom på at maskinen ikke anvender andre rengøringsmidler på samme tid. Instrumenter kan vaskes i maskinen under rengøringen. Rengøring af instrumenter: 20% opløsning (2 dl/0,8 liter varmt vand). Iblødsætning i 30-60 min. I tilfælde af aflejringer aftørres overfladen. Vask og skyl instrumenterne straks efter iblødsætning. Opløsning i ultralydsrensere: 20-200 ml/1-0,8 liter varmt vand. Læg instrumenterne i blød i 30 min. Anbefalet længde på program: 10 min. Skyl grundigt.	
Bemærkning	Udskift den brugte opløsning dagligt. Syreholdigt produkt. Må ikke blandes med produkter, der indeholder klor. For at undgå korrosion, må produktet ikke tørre ind på overfladen.	
Indhold	Ingrediens	Effekt
	Organiske syrer	15-30 % Opløser aflejringer
	Glycolether	5-15 % Opløsningsmiddel, rengørende effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer	< 5 % Vaskeaktivt stof, opløser snavs
pH produkt	1.5	
pH brugsopløsning	3.0	

Opbevaring	Opbevares ved temperatur under 28°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.			
Udseende og duft	Klar gullig væske, syrlig duft.			
Produktionsland	FINLAND			
Anvendelses- og miljøsikkerhed	Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen). Læs brugsanvisning før brug. Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.			
Emballagematerialer	Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.			
Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
		8223	6417964082234	6417964486476
6 x 1 l		8224	6417964082241	6417964482935
				
Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .			