Supa Mega Mothership Cassettes

EA0-0102-02A, EA0-0104-02A, EA0-0105-02A, EA0-0106-02A, EA0-0107-02A, EA0-0108-02A, EA0-0109-02A, EA0-0110-02A

EC REP

Emergo Europe,
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem,
The Netherlands

IVD

Issue Date: JULY 2024 00.834.000 V6

CellPath
A STATLAB COMPANY

CellPath Ltd
80 Mochdre Enterprise Park,
Newtown, Powys, SY16 4LE, UK
T: +44 (0)1686 611333
E: sales@cellpath.com
cellpath.com

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

A small device intended to be used in the laboratory to support / contain clinical tissue specimens (e.g., biopsy samples) to facilitate specimen processing [e.g., fixation (encapsulation in paraffin wax), dehydration, infiltration] in preparation for subsequent cytological or histological examination, and storage. It is in the form of a synthetic polymer container, with or without a lid, with drainage holes to maximize fluid exposure during tissue submersion in a parent device into which the container is loaded. This is a single-use device.

For professional use

Store in a dry place. Do not store in direct sunlight. This product does not expire under normal environmental conditions.

Marking capabilities: CellMark pens, 2B pencils. All sides of the cassette can be written on.

Compatible cassettes: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Processing Limitations: Suitable for high temperature processing. Suitable for microwave processing.

NOTE: Only use with the lids provided.

Instructions for Use

1. Insert the printed ID cassette into the Supa Mega Mothership Cassette.

NOTE: The System II Hex Cassette now requires a two-step click process to complete a fully secure insertion; Click 1 – the Hex Cassette is secure but not fully inserted, Click 2 – the Hex Cassette is now fully secure and flush to the surface. All other CellPath cassettes are securely inserted on hearing one click.

2. Place the tissue into the Supa Mega Mothership Cassette. We recommend that only one sample grossed to 5mm thick is placed in the cassette.

3. Close the lid, check visually and physically to ensure that the lid is securely fitted. Place the cassette in a fixative ensuring it is fully submerged.

4. Process the cassette through solvents according to your usual protocol until the specimens are ready for embedding. If you are using any unusual reagents, we suggest that you carry out preliminary chemical compatibility tests before using System Mega Mothership Cassette to contain tissue samples.

5. Carefully open the cassette.

6. Embed using the Supa Mega Mothership Base Mould.

7. Cool and section as per your usual protocol.

NOTE: Users of Leica Biosystems RM 2200 microtomes using the Leica Super Cassette Clamp are required to make an alteration to the base of the Leica Knife Holder if using the Supa Mega Mothership Base Mould. If this alteration is not made only blocks cast with a Standard Supa Mega Base Mould can be sectioned.

8. Dispose of the lid in accordance with laboratory guidelines.

DO NOT REUSE THIS PRODUCT.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

En lille enhed beregnet til at blive brugt i laboratoriet til at understøtte/indeholde kliniske vævsprøver (f.eks. biopsiprøver) for at lette behandlingen af prøver [f.eks. fiksering (indkapsling i paraffinvoks), dehydrering, infiltration] som forberedelse til efterfølgende cytologisk eller histologisk undersøgelse og opbevaring. Den er en beholder i syntetisk polymer med eller uden låg med dræningshuller for at maksimere væskeeksponering under vævssænkning i en større enhed, som beholderen placeres Enheden er til engangsbrug.

Beregnet til professionel brug.

Opbevar på et tørt sted. Opbevar ikke i direkte sollys. Dette produkt udløber ikke under normale miljøforhold.

Mærkningsfunktioner: CellMark pens, 2B pencils. Der kan skrives på alle sider af kassetten.

Kompatible kassetter: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Behandlingsbegrænsninger: Velegnet til behandling ved høj temperatur. Velegnet til mikrobølgebehandling.

BEMÆRK: Må kun anvendes med medfølgende låg.

Brugsanvisning

1. Indsæt den printede ID-kassette i Supa Mega MotherShip.

BEMÆRK: System II Hex-kassetten kræver nu en klikproces i to trin for at gennemføre en helt sikker indsættelse; Klik 1 – System II Hex-kassetten er sikker, men ikke helt isat. Klik 2 – System II Hex-kassetten er nu helt sikker og flugter med overfladen. Alle andre CellPath-kassetter er sikkert indsat, når du hører et enkelt klik.

2. Anbring væv i Supa Mega MotherShip-kassetten. Vi anbefaler, at kun en prøve på 5 mm bruttotykkelse placeres i kassetten.

3. Når sekvensen er færdig, skal du lukke låget og, tjek visuelt og fysisk for at sikre at låget er forsvarligt fæstet. Placere kassetten i et fikseringsmiddel, hvor det sikres at den er helt nedsænket.

4. Behandl kassetten ved hjælp af opløsningsmidler i henhold til din sædvanlige protokol, indtil prøverne er klar til indlejring. Hvis du bruger usædvanlige reagenser, foreslår vi, at du udfører indledende kemiske kompatibilitetstests, inden du bruger Supa Mega MotherShip Cassette til at placere vævsprøver i.

5. Åbn kassetten forsigtigt.

6. Indlejr ved hjælp af Supa Mega MotherShip-baseform.

7. Nedkøl, og opdel i henhold til din sædvanlige protokol.

BEMÆRK: Brugere af mikrotomerne Leica Biosystems RM 2200, der bruger Leica Super Cassette Clamp, er nødvendige for at foretage en ændring af bunden af Leica Knife Holder, hvis de bruger SupaMega MotherShip-baseformen. Hvis denne ændring ikke foretages, kan der kun skæres blokke, der er støbt med en standard SupaMega-basisform.

8. Bortskaf låget i overensstemmelse med laboratorieretningslinjerne.

GENBRUG IKKE DETTE PRODUKT.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted I forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed I medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EA0-0102-02A, EA0-0104-02A, EA0-0105-02A, EA0-0106-02A, EA0-0107-02A, EA0-0108-02A, EA0-0109-02A, EA0-0110-02A

Ein kleines Gerät, das dazu bestimmt ist, im Labor verwendet zu werden, um klinische Gewebeproben (z. B. Biopsieproben) zu stützen/zu lagern, um die Probenverarbeitung [z. B. Fixierung (Einkapselung in Paraffinwachs), Dehydrierung, Infiltration]in Vorbereitung auf die nachfolgende zytologische oder histologische Untersuchung und Lagerung zu erleichtern. Es hat die Form eines Behälters aus synthetischem Polymer, mit oder ohne Deckel, mit Entwässerungslöchern zur Maximierung der Flüssigkeitsexposition während des Eintauchens des Gewebes in eine Hauptvorrichtung, in die der Behälter geladen wird. Es handelt sich um ein Einweggerät.

Für den professionellen Einsatz.

An einem trockenen Ort aufbewahren. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern. Dieses Produkt läuft unter normalen Umgebungsbedingungen nicht ab.

Kennzeichnungsfunktionen: CellMark pens, 2B pencils. Alle Seiten der Kassette sind beschreibbar.

Kompatible Kassetten: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Verarbeitungsbeschränkungen: Geeignet für die Hochtemperaturverarbeitung. Geeignet für die Mikrowellenverarbeitung.

HINWEIS: Nur mit den mitgelieferten Deckeln verwenden.

Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie die gedruckte ID-Kassette in das Supa Mega MotherShip ein.

HINWEIS: Die System II Hex-Kassette erfordert jetzt einen zweistufigen Klickvorgang, um ein vollständig sicheres Einsetzen abzuschließen. Klicken Sie auf 1 - die System II-Hex-Kassette ist sicher, aber nicht vollständig eingelegt. Klicken Sie auf 2 - Die System II-Hex-Kassette ist jetzt vollständig gesichert und bündig mit der Oberfläche. Alle anderen CellPath-Kassetten sind sicher eingelegt, wenn ein Klicken zu hören ist.

2. Legen Sie das Gewebe in die Supa-Mega-MotherShip-Kassette. Wir empfehlen, nur eine Probe mit einer Bruttodicke 5 mm in die Kassette zu legen.

3. Schließen Sie den Deckel, vergewissern Sie sich optisch und physisch, dass der Deckel geschlossen ist. Legen Sie die Kassette in ein Fixiermittel und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingetaucht ist.

4. Verarbeiten Sie die Kassette gemäß Ihrem üblichen Protokoll mit Lösungsmitteln, bis die Proben zum Einbetten bereit sind. Wenn Sie ungewöhnliche Reagenzien verwenden, empfehlen wir Ihnen, vorläufige Tests zur chemischen Verträglichkeit durchzuführen, bevor Sie die Supa-Mega-MotherShip-Kassette für die Aufnahme von Gewebeproben verwenden.

5. Öffnen Sie vorsichtig die Kassette.

6. Mit der Supa Mega MotherShip Grundform einbetten.

7. Sie gemäß Ihrem üblichen Protokoll ein, kühlen und schneiden Sie.

HINWEIS: Benutzer von Leica Biosystems RM 2200 Mikrotomen, die die Leica Super Cassette Clamp verwenden, müssen bei Verwendung der Supa Mega MotherShip-Basisform Änderungen an der Basis des Leica Knife Holder vornehmen. Wenn diese Änderung nicht vorgenommen wird, können nur Blöcke geschnitten werden, die mit einer Standard-Supa Mega-Grundform gegossen wurden.

8. Entsorgen Sie den Deckel gemäß den Laborrichtlinien.

VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT WIEDER.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt a ufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Μια μικρή συσκευή, για χρήση στο εργαστήριο, που επιτρέπει την τοποθέτηση/ μεταφορά ιστολογικών δειγμάτων (π.χ. δείγματα βιοψίας) με σκοπό τη διευκόλυνση της επεξεργασίας [π.χ. μονιμοποίηση (εγκλεισμός σε κερί παραφίνης), αφυδάτωση, διήθηση] δειγμάτων που προετοιμάζονται για επακόλουθη κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση και αποθήκευση. Διατίθεται υπό τη μορφή περιέκτη από συνθετικό πολυμερές, με ή χωρίς καπάκι, με οπές αποστράγγισης που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της έκθεσης στο υγρό κατά τη διάρκεια βύθισης του ιστού σε μια μητρική διάταξη στην οποία τοποθετείται ο περιέκτης. Πρόκειται για μια συσκευή εφάπαξ χρήσης.

Για επαγγελματική χρήση.

Να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον. Να φυλάσσεται μακριά από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό το προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης υπό συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Δυνατότητες σήμανσης: CellMark pens, 2B pencils. Υπάρχει δυνατότητα γραφής σε όλες τις πλευρές της κασέτας.

Συμβατές κασέτες: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Περιορισμοί επεξεργασίας: Κατάλληλο για επεξεργασία σε υψηλή θερμοκρασία. Κατάλληλο για επεξεργασία με μικροκύματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να χρησιμοποιείται μόνο με τα παρεχόμενα καπάκια.

Οδηγίες χρήσης

1. Τοποθετήστε το εκτυπωμένο αναγνωριστικό κασέτας στο Supa Mega MotherShip.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την ασφαλή τοποθέτηση της κασέτας System II Hex απαιτείται μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από δύο κλικ. 1ο κλικ: η κασέτα System II Hex είναι στερεωμένη αλλά δεν έχει εισαχθεί πλήρως. 2ο κλικ: η κασέτα System II Hex έχει πλέον τοποθετηθεί και στερεωθεί πλήρως επί της επιφάνειας. Όλες οι άλλες κασέτες CellPath έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια όταν ακούγεται ένα κλικ.

2. Τοποθετήστετο πανάκι στη Supa Mega MotherShip Cassette. Συνιστούμε να τοποθετείται στην κασέτα μόνο ένα δείγμα, πάχους από 5mm.

3. Κλείστε το καπάκι και, Ελέγξτε ότι το καπάκι έχει εφαρμόσει με ασφάλεια παρατηρώντας το και αγγίζοντάς το. τοποθετήστε την κασέτα στο μέσο μονιμοποίησης διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως βυθισμένη.

4. Επεξεργαστείτε την κασέτα χρησιμοποιώντας διαλύτες, σύμφωνα με το σύνηθες πρωτόκολλο έως ότου τα δείγματα είναι έτοιμα για ενσωμάτωση. Εάν χρησιμοποιείτε μη συνήθη αντιδραστήρια, προτείνουμε να πραγματοποιήσετε προκαταρκτικούς ελέγχους χημικής συμβατότητας προτού τοποθετήσετε τα ιστολογικά δείγματα στη Supa Mega MotherShip Cassette.

5. Ανοίξτε προσεκτικά την κασέτα.

6. Για την ενσωμάτωση χρησιμοποιήστε τη βάση για μήτρα Supa Mega MotherShip.

7. ψύξτε και διαχωρίστε σύμφωνα με το σύνηθες πρωτόκολλό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη χρήση των μικροτόμων Leica Biosystems RM 2200 σε συνδυασμό με τον Leica Super Cassette Clamp θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σχετική τροποποίηση στη βάση του Leica Knife Holder εφόσον χρησιμοποιείται η βάση για μήτρα Supa Mega MotherShip. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω τροποποίηση, θα είναι δυνατός ο τεμαχισμός μόνο μπλοκ χυτών με την τυποποιημένη βάση για μήτρα Supa Mega.

8. Απορρίψτε το καπάκι σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηρίου.

ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Σημείωση: τυχόν σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Un pequeño dispositivo para utilizar en el laboratorio como soporte/contenedor de muestras clínicas de tejido (por ejemplo, muestras de biopsias) para facilitar el procesamiento de las mismas (por ejemplo, fijación [encapsulación en parafina], deshidratación, infiltración) y prepararlas para su posterior examen citológico o histológico y almacenamiento. Tiene la forma de un contenedor de polímero sintético, con o sin tapa, con orificios de drenaje para optimizar la exposición a los fluidos al sumergirse los tejidos en un dispositivo principal en el que se carga el contenedor. Es un dispositivo de un solo uso.

Para uso profesional.

Almacenar en un lugar seco. No almacenar en lugares donde reciba luz solar directa. Este producto no caduca en condiciones ambientales normales.

Capacidades de marcado: CellMark pens, 2B pencils. Se puede escribir en todas las caras del casete.

Casetes compatibles: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Limitaciones de tratamiento: Adecuado para tratamiento a alta temperatura. Adecuado para tratamiento con microondas.

NOTA: utilizar únicamente con las tapas suministradas.

Instrucciones de uso

1. Insertar la identificación del casete impresa en el Supa Mega MotherShip.

NOTA: El casete System II Hex requiere ahora un proceso de dos pasos de clic para completar una inserción completamente segura; Clic 1: el casete System II Hex está seguro pero no completamente insertado, Clic 2: el casete System II Hex está ahora completamente asegurado y a ras de la superficie. Todos los demás casetes CellPath se insertan de forma segura al escuchar un clic.

2. Colocar el tejido en el Supa Mega MotherShip Cassette. Recomendamos que solo se coloque en el casete una muestra con un grosor de 5 mm.

3. Cerrar la tapa, comprobar de forma visual y física que la tapa está bien ajustada. Colocar el casete en un fijador asegurándose de que esté completamente sumergido.

4. Tratar el casete mediante disolventes según el protocol habitual hasta que las muestras estén listas para su incorporación. Si se están utilizando reactivos poco comunes, sugerimos la realización de pruebas preliminares de compatibilidad química antes de utilizar Supa Mega MotherShip Cassette e incluir en él muestras de tejido.

5. Abrir el casete con cuidado.

6. Incrustar mediante la base del molde Supa Mega MotherShip.

7. Dejar enfriar y seccionar según el protocolo habitual.

NOTA: Los usuarios de los microtomos Leica Biosystems RM 2200 que utilizan la Leica Super Cassette Clamp deben hacer una alteración en la base del Leica Knife Holder si utilizan la base del molde Supa Mega MotherShip. Si no se realiza esta alteración, solo se pueden seccionar los bloques colocados sobre una base de molde estándar Supa Mega.

8. Desechar la tapa de acuerdo con las pautas del laboratorio.

NO REUTILIZAR ESTE PRODUCTO.

En caso de que se produzca un incidente grave en relación con el producto, se comunicará al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en donde resida el usuario y/o el paciente.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EA0-0102-02A, EA0-0104-02A, EA0-0105-02A, EA0-0106-02A, EA0-0107-02A, EA0-0108-02A, EA0-0109-02A, EA0-0110-02A

Pieni laite, joka on tarkoitettu käytettäväksi laboratoriossa tukemaan/sisältämään kliinisiä kudosnäytteitä (esim. biopsianäytteitä) näytteiden käsittelyn helpottamiseksi [esim. Kiinnittäminen (kapselointi parafiinivahaan), kuivattaminen, suodattaminen] seuraavaan sytologiseen tai histologiseen tutkimukseen valmistautumista ja säilytystä varten. Laite on synteettinen polymeerisäiliö, siinä on kansi tai ei ole kantta, siinä on poistoaukot nesteelle altistumisen maksimoimiseksi kudosta upotettaessa emolaitteeseen, johon säiliö on ladattu. Laite on kertakäyttöinen.

Ammattilaiskäyttöön.

Säilytä kuivassa paikassa. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Tämä tuote ei vanhene normaaleissa ympäristöolosuhteissa.

Keskeiset ominaisuudet: CellMark pens, 2B pencils. Kasetin kaikille sivuille voidaan kirjoittaa.

Yhteensopivat kasetit: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Käsittelyn rajoitukset: Sopii käsittelyyn korkeassa lämpötilassa. Soveltuu käsittelyyn mikroaalloilla.

HUOMIO: käytä vain mukana toimitettujen kansien kanssa.

Käyttöohjeet

1. Aseta tulostettu tunnistekasetti Supa Mega MotherShip -kasettiin.

HUOMIO: System II Hex-kasetti vaatii nyt kaksivaiheisen napsautusprosessin täysin turvallisen asettamisen suorittamiseksi. Napsautus 1: System II Hex -kasetti on kiinnitetty, mutta sitä ei ole asetettu kokonaan sisään. Napsautus 2: System II Hex -kasetti on nyt täysin kiinnitetty ja asettuu pinnalle. Kaikki muut CellPath-kasetit asetetaan kunnolla paikalleen yhdellä napsautuksella.

2. Aseta kudos Supa Mega MotherShip Casseteen. Suosittelemme, että kasettiin asetetaan vain yksi 5mm:n paksuinen näyte.

3. Sulje kansi ja tarkista katsomalla ja kokeilemalla, että kansi varmasti on tiiviisti paikallaan. Aseta kasetti fiksatiiviin varmistaen, että kasetti on kokonaan pinnan alla.

4. Käsittele kasettia liuottimien läpi tavallisen suunnitelmanne mukaisesti, kunnes näytteet ovat valmiita upotettaviksi. Jos käytät epätavallisia reagensseja, suosittelemme, että teet alustavat kemiallisen yhteensopivuuden testit ennen Supa Mega MotherShip Casseten käyttöä kudosnäytteiden sisällyttämiseksi.

5. Avaa kasetti varovasti.

6. Upota käyttämällä Supa Mega MotherShip -pohjamuottia.

7. Jäähdytä ja leikkaa tavallisen suunnitelmanne mukaisesti.

HUOMIO: Leica Biosystems RM 2200 -mikrotomien käyttäjien, jotka käyttävät Leica Super Cassette Clamp -pidikettä, on tehtävä muutoksia Leica Knife Holderin pohjaan, jos käytetään Supa Mega MotherShip -pohjamuottia. Jos tätä muutosta ei tehdä, voidaan osittaa vain tavallisella Supa Mega -perusmuotilla.

8. Hävitä kansi laboratorion ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA UUDELLEEN.

Kaikista tämän laitteen käyttöä koskevista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Un petit dispositif destiné à être utilisé en laboratoire pour porter/contenir des échantillons de tissus cliniques (par exemple, des échantillons de biopsie) afin de faciliter le traitement des échantillons [par exemple, fixation (encapsulation dans de la cire de paraffine), éshydratation, infiltration] en vue d'un examen cytologique ou histologique ultérieur, ainsi que pour le stockage. Il se présente sous la forme d'un récipient en polymère synthétique, avec ou sans couvercle, doté de trous de drainage pour maximiser l'exposition au fluide pendant la submersion de tissu dans un dispositif parent dans lequel le récipient est chargé. Ceci est un dispositif à usage unique.

Pour usage professionnel.

Ranger dans un endroit sec. Ne pas entreposer en plein soleil. Ce produit n'expire pas dans des conditions environnementales normales.

Capacités de marquage: CellMark pens, 2B pencils. Il est possible d'écrire sur toutes les faces de la caissette.

Cassettes compatibles: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Limitations de traitement: Convient pour le traitement à haute température. Convient pour le four à micro-ondes.

REMARQUE: N'utiliser qu'avec les couvercles fournis.

Instructions d'utilisation

1. Insérez la cassette d'identité imprimée dans le Supa Mega MotherShip.

REMARQUE: la cassette System II Hex nécessite maintenant un processus de clic en deux étapes pour terminer une insertion entièrement sécurisée. Clic 1: la cassette Hex System II est sécurisée, mais pas complètement insérée. Clic 2: la cassette Hex System II est maintenant entièrement sécurisée et affleurante à la surface. Toutes les autres cassettes CellPath sont correctement insérées lorsque vous entendez un clic.

2. Placez le tissu dans la cassette Supa Mega MotherShip. Nous recommandons de ne placer qu'un seul échantillon grossissant à 5mm d'épaisseur dans la cassette.

3. Fermez le couvercle et effectuez un contrôle visuel et physique pour vous assurer que le couvercle est bien fermé. Placez la cassette dans un fixateur en vous assurant qu'elle est complètement immergée.

4. Traitez la cassette à travers des solvants selon votre protocole habituel jusqu'à ce que les échantillons soient prêts pour l'inclusion. Si vous utilisez des réactifs inhabituels, nous vous suggérons d'effectuer des tests préliminaires de compatibilité chimique avant d'utiliser la cassette Supa Mega MotherShip pour contenir des échantillons de tissus.

5. Ouvrez soigneusement la cassette.

6. Incorporez à l'aide du moule de base Supa Mega MotherShip.

7. Refroidissez et coupez selon votre protocole habituel.

REMARQUE: les utilisateurs de microtomes Leica Biosystems RM 2200 utilisant le Leica Super Cassette Clamp sont tenus de modifier la base du Leica Knife Holder s'ils utilisent le moule de base Supa Mega MotherShip. Si cette modification n'est pas effectuée, seuls les blocs coulés avec un moule de base Supa Mega standard peuvent être sectionnés.

8. Jetez le couvercle conformément aux directives du laboratoire.

NE PAS RÉUTILISER CE PRODUIT.

Tout incident grave survenu lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EA0-0102-02A, EA0-0104-02A, EA0-0105-02A, EA0-0106-02A, EA0-0107-02A, EA0-0108-02A, EA0-0109-02A, EA0-0110-02A

Kis méretű eszköz, amelyben a laboratóriumban klinikai szövetminták (pl. biopsziás minták) hordozhatók / tárolhatók a mintafeldolgozás [pl. fixálás (paraffinviaszban), dehidrálás, szűrés] megkönnyítése érdekében, a későbbi citológiai vagy szövettani vizsgálat előkészítése és tárolás céljából. Szintetikuspolimer tárolóban található, fedéllel vagy anélkül, és leeresztőnyílások maximalizálják a folyadékexpozíciót, amikor a szövetet elmerítik a szülőeszközben, amelybe a tárolót behelyezik. Egyszer használatos eszköz.

Professzionális felhasználásra.

Száraz helyen tartandó. Ne tárolja közvetlen napfényben. A termék szavatossága normál környezeti feltételek mellett nem jár le.

Jelölési képességek: CellMark pens, 2B pencils. A kazetta minden oldalára lehet írni.

Kompatibilis kazetták: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Feldolgozási korlátozások: Magas hőmérsékletű feldolgozásra alkalmas. Mikrohullámú feldolgozásra alkalmas.

MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt fedelekkel használható.

Használati utasítás

1. Helyezze be a nyomtatott azonosítós kazettát a Supa Mega MotherShipbe.

MEGJEGYZÉS: A System II Hex kazetta kétlépéses kattintási folyamatot igényel a teljesen biztonságos behelyezés elvégzéséhez; az 1. kattanásnál a System II Hex kazetta rögzült, de nincs teljesen behelyezve, a 2. kattanásnál a System II Hex kazetta teljesen rögzítve van, és a felülethez simul. Az összes többi CellPath kazetta biztonságosan behelyezésre kerül az első kattanásnál.

2. Helyezzen szövetet a Supa Mega MotherShip kazettába. Javasoljuk, hogy csak egy 5mm vastagságú mintát helyezzen a kazettába.

3. Zárja le a fedelet és ellenőrizze szemrevételezéssel és megfogással, hogy a fedél szilárdan rögzült-e. Helyezze a kazettát rögzítőszerbe úgy, hogy teljesen elmerüljön benne.

4. A szokásos eljárás szerint dolgozza fel a kazettát oldószerekkel, amíg a minták készen nem állnak a beágyazásra. Ha szokásostól eltérő reagenseket használ, javasoljuk, hogy hajtson végre előzetes kémiai összeférhetőségi vizsgálatokat, mielőtt a Supa Mega MotherShip kazettát szövetminták tárolására használja.

5. Óvatosan nyissa ki a kazettát.

6. Beágyazás a Supa Mega MotherShip alapformával.

7. A szokásos eljárásnak megfelelően végezze el a a hűtést és a metszést.

MEGJEGYZÉS: A Leica Biosystems RM 2200 mikrotom azon felhasználóinak, akik a Leica Super Cassette Clampet használják, meg kell változtatniuk a Leica Knife Holder alapját, ha Supa Mega MotherShip alapformát használnak. Ha ezt a változtatást nem hajtják végre, csak a standard Supa Mega alapformával öntött tömböket lehet metszeni.

8. A fedelet a laboratóriumi útmutatások szerint kell ártalmatlanítani.

NE HASZNÁLJA FEL ÚJRA EZT A TERMÉKET.

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett bármilyen súlyos eseményről értesítenie kell a gyártót és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és/vagy beteg lakik.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EA0-0102-02A, EA0-0104-02A, EA0-0105-02A, EA0-0106-02A, EA0-0107-02A, EA0-0108-02A, EA0-0109-02A, EA0-0110-02A

Un piccolo dispositivo destinato ad essere utilizzato in laboratorio per supportare / contenere campioni di materiale istologico (ad es. campioni bioptici) per facilitare l'elaborazione [ad es. fissazione (inclusion in paraffina), disidratazione, infiltrazione] del campione che viene preparato per il successivo esame citologico o istologico e la conservazione. Si tratta di un contenitore in polimero sintetico, con o senza coperchio, con fori di drenaggio per massimizzare l'esposizione del campione al fluido durante l'immersione dei tessuti in un dispositivo base su cui viene caricato il contenitore. Si tratta di un dispositivo monouso.

Per uso professionale.

Conservare in luogo asciutto. Non conservare alla luce solare diretta. Questo prodotto non ha scadenza in condizioni ambientali normali.

Capacità di marcatura: CellMark pens, 2B pencils. È possibile scrivere su tutti i lati della cassetta.

Cassette compatibili: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Limitazioni della processazione: Idonea per processazione ad alta temperatura. Idonea per processazione a microonde.

NOTA: Utilizzare solo con i coperchi in dotazione.

Istruzioni per l'uso

1. Inserire la cassetta con ID stampato nella Supa Mega MotherShip.

NOTA: per l'inserimento completo e corretto della cassetta System II Hex è ora previsto un processo a due scatti: al primo scatto la cassetta System II Hex viene già agganciata ma non è completamente inserita, al secondo scatto la cassetta System II Hex viene fissata del tutto ed è a filo con la superficie. Per tutte le altre cassette CellPath, il rumore di scatto indica il corretto inserimento.

2. Posizionare il tessuto nella Supa Mega MotherShip Cassette. Si consiglia di inserire nella cassetta un solo campione di spessore compreso 5 mm.

3. Chiudere il coperchio e controllare a livello visivo e fisico per accertarsi che il coperchio sia montato saldamente. Posizionare la cassetta in un fissativo, verificando che sia completamente immersa.

4. Processare la cassetta con solventi secondo il protocollo abituale fino a quando i campioni non sono pronti per l'inclusione. Se si utilizzano reagenti insoliti, si consiglia di eseguire testpreliminari di compatibilità chimica prima di utilizzare Supa Mega MotherShip Cassette per contenere campioni di tessuto.

5. Aprire con cautela la cassetta.

6. Includere utilizzando lo stampo base Supa Mega MotherShip.

7. Raffreddare e sezionare secondo il protocollo abituale.

NOTA: gli utenti dei microtomi Leica Biosystems RM 2200 che utilizzano il morsetto Leica Super Cassette Clamp devono modificare la base del portalama Leica Knife Holder se utilizzano lo stampo base Supa Mega MotherShip. Se questa modifica non viene effettuata, è possibile sezionare solo blocchetti realizzati con colata in uno stampo base standard Supa Mega.

8. Smaltire il coperchio secondo le linee guida del laboratorio.

NON RIUTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Een klein apparaat bestemd voor gebruik in het laboratorium voor het ondersteunen / houden van klinische weefselmonsters [bijv. biopsiemonsters (encapsulatie in paraffinewas), dehydratie, infiltratie] ter voorbereiding op het latere cytologische of histologische onderzoek en de opslag daarvan. Het heeft de vorm van een kunststof polymeer recipiënt, met of zonder deksel, met drainagegaatjes om de vloeistofblootstelling te maximaliseren tijdens onderdompeling in weefsel in een oudereenheid waarin de container wordt geladen. Het apparaat is voor eenmalig gebruik.

Voor professioneel gebruik.

Droog bewaren. Uit direct zonlicht bewaren. Dit product heeft onder normale omstandigheden geen vervaldatum.

Markeringsopties: CellMark pens, 2B pencils. Er kan op alle zijden van de cassette worden geschreven.

Compatibele cassettes: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Verwerkingsbeperkingen: Geschikt voor verwerking bij hoge temperaturen. Geschikt voor verwerking in de magnetron.

OPMERKING: Alleen gebruiken met meegeleverde deksels.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de afgedrukte ID-cassette in het Supa Mega MotherShip.

OPMERKING: De System II Hex-cassette vereist nu een klikproces in twee stappen om een volledig veilige plaatsing te voltooien; Klik op 1 - de System II Hex Cassette is veilig maar niet volledig geplaatst, klik 2 - de System II Hex Cassette is nu volledig veilig en gelijk met het oppervlak. Alle andere CellPath -cassettes worden met één klik stevig geplaatst.

2. Plaats weefsel in de Supa Mega MotherShip Cassette. Wij adviseren u slechts één monster met een maximale dikte (bruto) van 5 in de cassette te plaatsen.

3. Sluit het deksel, controleer (op het oog en op het gevoel) dat het deksel stevig vast zit. Plaats de cassette in een fixeermiddel en zorg ervoor dat deze volledig ondergedompeld is.

4. Verwerk de cassette met solventen conform uw gebruikelijke protocol tot de monsters klaar zijn om te worden verankerd. Als u ongebruikelijke reagentia gebruikt, raden wij u aan om eerst chemische compatibiliteitstests uit te voeren voordat u de Supa Mega MotherShip Cassette gebruikt om weefselmonsters te verzamelen.

5. Open voorzichtig de cassette.

6. Insluiten met behulp van de Supa Mega MotherShip basisvorm.

7. Koelen en snijden conform uw standaardprotocollen.

OPMERKING: gebruikers van Leica Biosystems RM 2200 microtomen die de Leica Super Cassette Clamp gebruiken, moeten een wijziging aanbrengen aan de basis van de Leica Meshouder als ze de Supa Mega MotherShip basisvorm gebruiken. Als deze wijziging niet wordt aangebracht, kunnen alleen blokken die met een standaard Supa Megabasisvorm worden gegoten, worden gesneden.

8. Voer het deksel af conform de laboratoriumrichtlijnen.

Dit product mag niet worden hergebruikt.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EA0-0102-02A, EA0-0104-02A, EA0-0105-02A, EA0-0106-02A, EA0-0107-02A, EA0-0108-02A, EA0-0109-02A, EA0-0110-02A

En liten enhet beregnet på laboratoriebruk for å støtte / romme kliniske vevsprøver (f.eks. biopsiprøver) for å lette behandlingen av prøver [f.eks. fiksering (innkapsling i parafinvoks), dehydrering, infiltrering] I forberedelse av påfølgende cytologisk eller histologisk undersøkelse, i tillegg til oppbevaring. Kommer i form av en syntetisk polymerbeholder med eller uten lokk, med dreneringshull for å maksimere væskeeksponering under vevsnedsenkning i en overordnet enhet som beholderen er lastet i. Enheten er kun til engangsbruk.

Til profesjonell bruk

Oppbevares på et tørt sted. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Dette produktet utløper ikke under normale omgivelsesforhold.

Merkingskapasiteter: CellMark pens, 2B pencils. Alle sider av kassetten kan skrives på.

Kompatible kassetter: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Prosesseringsbegrensninger: Egnet til prosessering ved høy temperatur. Egnet til prosessering med mikrobølger.

MERK: Bruk kun med medfølgende lokk.

Bruksanvisning

1. Sett den trykte ID-kassetten inn i Supa Mega MotherShip.

MERK: System II Hex-kassetten krever nå en totrinns klikkprosess for å fullføre en helt sikker innsetting, klikk på 1 – System II Hex Kassetten er sikker, men ikke satt helt inn. Klikk på 2 – System II Hex Kassetten er nå helt sikker og skyves til overflaten. Alle andre CellPath-kassetter er satt sikkert inn når du hører ett klikk.

2. Plasser vevet i Supa Mega MotherShip Cassette. Vi anbefaler at kun én prøve som er 5 mm tykk, plasseres i kassetten.

3. Lukk lokket, sjekk visuelt og fysisk for å se til at lokket er festet på en sikker måte. Plasser kassetten i et fiksativ, og pass på at den er helt nedsenket.

4. Prosesser kassetten gjennom løsemidler i henhold til den ordinære protokollen din, til prøvene er klare for innsetting. Hvis dubruker uvanlige reagenser, foreslår vi at du utfører foreløpige kjemiske kompatibilitetstester før du bruker Supa Mega MotherShip Cassette til oppbevaring av vevsprøver.

5. Åpne kassetten forsiktig.

6. Bygg inn ved hjelp av Supa Mega MotherShip-bunnformen.

7. Avkjøl og seksjoner i henhold til den ordinære protokollen din.

MERK: Brukere av Leica Biosystems RM 2200-mikrotomer som bruker Leica Super Cassette Clamp er pålagt å gjøre en endring i basen av Leica Knife Holder hvis de bruker Supa Mega MotherShipbunnformen. Hvis denne endringen ikke gjøres, kan bare blokker støpt med en standard Supa Mega-bunnform seksjoneres.

8. Avhend lokket i samsvar med laboratoriets retningslinjer.

IKKE BRUK DETTE PRODUKTET PÅ NYTT.

Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten, må rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i medlemsstaten brukeren og/eller pasienten befinner seg i.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Urządzenie o niewielkich wymiarach przeznaczone do wykorzystania laboratoryjnego w celu podtrzymywania/ przechowywania klinicznych próbek tkanek (np. próbek biopsyjnych), aby ułatwić obróbkę próbek [np. utrwalenie (kapsułkowanie w parafinie), odwodnienie, infiltrację] podczas przygotowywania próbek do kolejnego badania cytologicznego lub histologicznego, a także przechowywania. Ma ono kształt pojemnika wykonanego z syntetycznego polimeru, z pokrywką lub bez, z otworami drenażowymi maksymalizującymi ekspozycję na płyn podczas zanurzania tkanki w urządzeniu macierzystym, w którym pojemnik ten jest umieszczony. Jest to urządzenie do jednorazowego użytku.

Do użytku profesjonalnego.

Produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu oraz z dala od bezpośredniego odziaływania światła słonecznego. Niniejszy produkt nie traci ważności w normalnych warunkach środowiskowych.

Możliwości znakowania: CellMark pens, 2B pencils. Można pisać po wszystkich stronach kasety.

Kompatybilne kasety: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Ograniczenia dotyczące przetwarzania: Produkt odpowiedni do przetwarzania w wysokiej temperaturze. Produkt odpowiedni do przetwarzania z użyciem promieni mikrofalowych.

UWAGA: używać tylko z dołączonymi pokrywkami.

Instrukcja użytkowania

1. Włóż kasetę z nadrukowanym numerem identyfikacyjnym do Supa Mega MotherShip.

UWAGA: Kaseta System II Hex wymaga teraz dwuetapowego procesu klikania, aby zakończyć w pełni bezpieczne wstawienie; Kliknięcie 1 – kaseta System II Hex jest zabezpieczona, ale nie wsunięta do końca, Kliknięcie 2 – kaseta System II Hex jest teraz w pełni zabezpieczona i wypoziomowana z powierzchnią. Wszystkie inne kasety CellPath będą bezpiecznie wstawione po usłyszeniu jednego kliknięcia.

2. Umieść tkankę w kasecie Supa Mega MotherShip Cassette. Zaleca się umieszczanie w kasecie tylko jednej próbki, o grubości 5mm.

3. Zamknij pokrywkę, Sprawdzić wizualnie i fizycznie, aby mieć pewność, że pokrywka jest bezpiecznie zamocowana. Umieść kasetę w utrwalaczu, upewniając się, że jest ona całkowicie zanurzona.

4. Przetwarzaj kasetę za pomocą rozpuszczalników zgodnie z obowiązującym protokołem, do chwili, gdy próbki będą gotowe do zatopienia. Jeśli używasz nietypowych odczynników, przed użyciem kasety Supa Mega MotherShip Cassette do przechowywania próbek tkanek, zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów zgodności chemicznej.

5. Ostrożnie otwórz kasetę.

6. Zatop, używając formy bazowej Supa Mega MotherShip.

7. Schłodź i podziel na sekcje zgodnie z obowiązującym protokołem.

UWAGA: Użytkownicy mikrotomów Leica Biosystems RM 2200 używający Leica Super Cassette Clamp zobowiązani są do wykonania zmiany w podstawie Leica Knife Holder w przypadku używania formy bazowej Supa Mega MotherShip. W przypadku niewykonania tej zmiany możliwy będzie podział tylko bloków odlanych za pomocą standardowej formy bazowej Supa Mega.

8. Usuń pokrywkę zgodnie z wytycznymi laboratoryjnymi.

NIE UŻYWAĆ PONOWNIE TEGO PRODUKTU.

Każdy poważny incydent związany z° wyrobem należy zgłosić producentowi i° właściwemu organowi państwa członkowskiego, w°którym znajduje się miejsce zamieszkania użytkownika lub pacjenta.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Um pequeno dispositivo destinado a ser usado em laboratório para suster / conter amostras clínicas de tecidos (por exemplo, amostras de biópsia) para facilitar o processamento da amostra [por exemplo, fixação (encapsulamento em cera de parafina), desidratação, infiltração] em preparação para subsequente exame citológico ou histológico e armazenamento. Apresenta-se sob a forma de um recipiente de polímeros sintéticos, com ou sem tampa, com orifícios de drenagem para maximizar a exposição de fluidos durante a imersão do tecido num dispositivo-mãe onde o recipiente está carregado. Este é um dispositivo descartável.

Para uso profissional.

Armazenar em local seco. Não armazenar sob luz solar direta. Este produto não expira em condições ambientais normais.

Capacidades de marcação: CellMark pens, 2B pencils. Todos os lados da cassete podem ser escritos.

Cassetes compatíveis: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Limitações de processamento: Adequado para processamento a alta temperatura. Adequado para processamento em microondas.

NOTA: usar apenas com as tampas fornecidas.

Instruções de utilização

1. Insira a fita de identificação impressa na Supa Mega MotherShip.

NOTA: a cassete System II Hex requer agora um processo de clique em duas etapas para concluir uma inserção totalmente segura; clique 1 - a cassete System II Hex está segura, mas não totalmente inserida; clique 2 - a cassete System II Hex está agora totalmente segura e nivelada à superfície. Todas as outras cassetes CellPath estão inseridas com segurança ao ouvir um clique.

2. Coloque o tecido na Cassete Supa Mega MotherShip. Recomendamos que apenas uma amostra com 5 mm seja colocada na cassete.

3. Feche a tampa, verifique visualmente e fisicamente para garantir que a tampa está encaixada de maneira segura. Coloque a cassete num fixador e assegure que fica totalmente submersa.

4. Processe a cassete usando solventes de acordo com o seu protocolo habitual até que as amostras estejam prontas para a inclusão. Se estiver a usar reagentes incomuns, sugerimos que realize testes preliminares de compatibilidade química antes de usar a Cassete Supa Mega MotherShip para conter amostras de tecido.

5. Abra a cassete com cuidado.

6. Incorpore usando o molde de base Supa Mega MotherShip.

7. Arrefeça e seccione de acordo com o seu protocolo habitual.

NOTA: os utilizadores dos micrótomos Leica Biosystems RM 2200 que usam a Leica Super Cassette Clamp devem fazer uma alteração na base do Leica Knife Holder se estiverem a usar o molde de base Supa Mega MotherShip. Se esta alteração não for feita, apenas podem ser seccionados blocos fundidos com um molde Supa Mega padrão.

8. Descarte a tampa de acordo com as diretrizes do laboratório.

NÃO REUTILIZE ESTE PRODUTO.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente se encontrem estabelecidos.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

Un dispozitiv mic de laborator, utilizat pentru a susține / conține probe de țesut clinic (de exemplu, probe pentru biopsie) pentru a facilita prelucrarea probelor [de exemplu, fixare (încapsulare în ceară de parafină), deshidratare, infiltrare], în scopul pregătirii pentru examenul citologic sau histologic ulterior și pentru depozitare. Este un recipient din polimer sintetic, cu sau fără capac, cu găuri de drenaj, pentru a maximiza expunerea la lichide în timpul scufundării țesutului intr-un dispozitiv-mamă în care este încărcat recipientul. Este un dispozitiv de unică folosință.

Pentru uz profesional.

A se depozita într-un loc uscat. Nu depozitați în lumina directă a soarelui. Acest produs nu expiră în condiții normale de mediu.

Capacități de marcare: CellMark pens, 2B pencils. Se poate scrie pe toate laturile casetei.

Casete compatibile: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Limitări de procesare: Potrivit pentru prelucrare la temperaturi ridicate. Potrivit pentru prelucrare la microunde.

NOTĂ: a se utiliza numai cu capacele furnizate.

Instrucțiuni de utilizare

1. Introduceți caseta de identificare tipărită în Supa Mega MotherShip.

NOTĂ: caseta System II Hex necesită acum un proces în doi pași pentru a finaliza o inserare complet sigură; faceți clic pe 1 -System II Hex Caseta este fixată, dar nu este introdusă complet. Faceți clic pe 2 - System II Hex Caseta este acum complet fixată și la suprafață. Toate celelalte casete CellPath sunt inserate în siguranță la auzul unui singur clic.

2. Plasați țesutul în Supa Mega MotherShip Cassette. Vă recomandăm ca în casetă să fie plasat un singur eșantion 5 mm grosime.

3. Închideți capacul și verificați vizual și fizic pentru a vă asigura că este închis bine. Așezați caseta într-un fixator asigurându-vă că este complet scufundată.

4. Procesați caseta prin solvenți conform protocolului dvs. obișnuit până când eșantioanele sunt gata de încorporare. Dacă utilizați reactivi neobișnuiți, vă sugerăm să efectuați teste preliminare de compatibilitate chimică înainte de a utiliza Supa Mega MotherShip Cassette pentru eșantioane de țesut.

5. Deschideți cu atenție caseta.

6. Integrați folosind matrița de bază Supa Mega MotherShip.

7. Răcoriți și secționați conform protocolului dvs. obișnuit.

NOTĂ: utilizatorii de microtomi Leica Biosystems RM 2200 folosind Leica Super Casette Clamp trebuie să facă o modificare a bazei Leica Knife Holder dacă utilizează matrița de bază Supa Mega MotherShip. Dacă nu este realizată această modificare, pot fi secționate numai blocurile turnate cu o matriță de bază Supa Mega standard.

8. Eliminați capacul în conformitate cu instrucțiunile de laborator.

NU REUTILIZAȚI ACEST PRODUS.

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

CellPath
A STATLAB COMPANY

Supa Mega Mothership Cassettes

EAO-0102-02A, EAO-0104-02A, EAO-0105-02A, EAO-0106-02A, EAO-0107-02A, EAO-0108-02A, EAO-0109-02A, EAO-0110-02A

En liten anordning som är avsedd att användas i laboratoriet för att stödja/innehålla kliniska vävnadsprover (t.ex. biopsiprov) för att underlätta bearbetning av prover [t.ex. fixering (inkapsling i paraffinvax), torkning, infiltration] som förberedelse för efterföljande cytologisk eller histologisk undersökning och förvaring. Den har formen av en syntetisk polymerbehållare, med eller utan lock, med dräneringshål för att maximera vätskeexponering under vävnadens nedsänkning i en moderanordning i vilken behållaren laddas. Detta är en engångsprodukt.

För yrkesmässig användning.

Förvaras på en torr plats. Förvara inte i direkt solljus. Denna produkt löper inte ut under normala miljöförhållanden.

Märkningsfunktioner: CellMark pens, 2B pencils. Alla sidor av kassetten kan skrivas på.

Kompatibla kassetter: System II Hex, System II+, System II+ PI, System III.

Begränsningar för bearbetning: Lämplig för högtemperaturbearbetning. Lämplig för mikrovågsbearbetning.

OBS: Använd endast med medföljande lock.

Användar instruktioner

1. Sätt i den tryckta ID-kassetten i Supa Mega MotherShip.

OBS: System II Hex-kassetten kräver nu en klickprocess i två steg för att slutföra en helt säker insättning. Klick 1 – System II Hex Cassette är säker men inte helt isatt, Klick 2 – System II Hex Cassette är nu helt säker och spolas till ytan. Alla andra CellPath-kassetter är ordentligt insatta när ett klick hörs.

2. Placera vävnad i Supa Mega MotherShip Cassette. Vi rekommenderar att endast ett vävnadsprov som är 5mm tjockt placeras i kassetten.

3. Stäng locket och kontrollera visuellt och fysiskt för att säkerställa att locket sitter fast ordentligt. Placera kassetten i ett fixativ och se till att den är helt nedsänkt.

4. Bearbeta kassetten genom lösningsmedel enligt ditt normala protokoll till dess att proverna är redo för inbäddning. Om duanvänder ovanliga reagensmedel föreslår vi att du utför preliminära kemiska kompatibilitetstester innan du använder Supa Mega MotherShip Cassette för att inrymma vävnadsprover.

5. Öppna kassetten försiktigt.

6. Bädda in med Supa Mega MotherShip-basformen.

7. Kyl ner och dela enligt ditt normala protokoll.

OBS: Användare av Leica Biosystems RM 2200-mikrotomer som använder Leica Super Cassette Clamp måste göra en ändring av basen på Leica Knife Holder om de använder Supa Mega MotherShip-basformen. Om denna ändring inte görs kan endast block gjutna med en standard Supa Mega-basform sektioneras.

8. Kassera locket i enlighet med laboratoriets riktlinjer.

ÅTERANVÄND INTE DENNA PRODUKT.

Alla allvarliga incidenter som inträffar i förhållande till enheten skall rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

CellPath
A STATLAB COMPANY