

LEVERANDØR TIL LÆGEPRAKSIS

- ✓ Dansktalende kundeservice
Skræddersyede løsninger
- ✓ GRATIS vareprøver
✓ Uforpligtende tilbud
- ✓ Korte leveringstider fra
vores lager i Skanderborg

Book et uforpligtende møde med vores produktspecialist og få en **GRATIS VAREPRØVEKASSE** med et stort udvalg af forbrugsartikler af høj kvalitet

GRATIS
Prøvekasse



QUICK-TEST TIL HURTIGE SVAR I KLINIKKEN

STREP A

Testkit kassette eller stix med svar på 5 minutter. Quick-test til detektion af Strep A-antigen i prøver fra halspodning. Alle teststix og kassetter er med indbygget kontrol og til kassetterne medfølger eksterne kontroller.

Strep A testkassette,
Biosynex 20 tests

201,20 kr

Varenr. 0010.0302

Strep A teststix,
WiduMed 20 tests

179 kr

Varenr. 0010.0202

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

GRAVIDITET

Graviditetstest i kassette til tidlig detektion af graviditet. Testen er en hurtig og brugervenlig immunokromatografisk test til kvalitativ detektion af humant choriongonadotropin i urin, serum og plasma. Kassetten har indbygget kontrol og testen giver pålidelige svar på 5 minutter.

Test-stix til hCG i urin

WiduMed. 20 stk.

for kun

50,60 kr

Varenr. 0010.0231

Køb 40

hCG testkassetter for

187,20 kr

Varenr. 0010.0326

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

KØB BILLIGE TEST-KIT TIL DIT COAGUCHEK® APPARAT



CoaguChek® Pro II, PT test

48 stk. for kun

1209,60 kr

Varenr. 0010.2014

Teststrimler CoaguChek® XS Plus

48 stk. for kun

1.212 kr

Varenr. 0010.2012

KOMPAKT OG MOBILT LUNGEFUNKTIONSAPPARAT

Præcise målinger via Fleisch Pneumotachograph sensoren, lever op til de aktuelle krav og standarder for området beskrevet i ISO26782:2009. Mange forskellige målemuligheder: VC, FVC, Post bronchodilator test. Intuitiv betjening via farve touch screen. Let at bruge, rengøre og vedligeholde.

Mundstykker med filter
200 stk. for kun
369 kr
Varenr. 0015.0123



Spirometer,
Vitalograph®
4.330 kr
Varenr. 0015.0100



URINANALYSEAPPARAT – LEJ FOR 1 KR. NEM OG HURTIG AFLÆSNING - MED SVAR PÅ 1 MIN.

URYXXON® Relax er et fuldautomatisk point-of-care urinalyseapparat til diagnostisering af urinvejsinfektioner. Hygiejnisk non-touch betjening med automatisk aflæsning og udskrift af analyseresultater. Testresultatet udskrives på ca. 1 minut. Stort touchscreen-display med tydelig identifikation af positive testresultater. Det kompakte apparat er velegnet som mobil enhed, da det kan tilsluttes både elnet og batterier.

✓ SKUP-VALIDERET og CE-mærket iht. IVD-direktiv 98/79/EG

Medi-Test
URYXXON® Stick 10
100 stk. for
205 kr
Varenr. 0010.0251



URYXXON® Relax
urinalyseapparat
2.800 kr
Varenr. 0010.0250



LEJ FOR KUN
1 kr*

* Lej urinalyseapparat for kun 1 kr.
Kontakt Hounisen på: **86 21 08 00**
eller salg@hounisen.com
for nærmere information om lejeaftalen.

DIPSLIDES TIL URINANALYSE

Uricult® trio er brugervenlige dipslides baseret på tre dyrkningsmedier: Tællefelt med CLED-ager, MacConkey-agar til gramnegative bakterier samt et selektivt medium til detektion af E. Coli. Sterile prøverør med dipsliden integreret i låget. Kan opbevares ved stuetemperatur.

Dipslides
10 stk. for
71,90 kr
Varenr. 0010.0209



Müller-Hinton
agarplader
40 stk.
130 kr
Varenr.0010.3010



Pas på dig selv og andre

BREDSPEKTREDE DESINFEKTIONSSERVETTER

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES til de fleste overflader i klinikken.
Imprægnerede med skånsom alkoholbaseret desinfektionsvæske
til sikker desinfektion på selv sensitive overflader.
Pakket 100 stk. i genlukkelig flow pakke.

BREDT
VIRKNINGS-
SPEKTRUM

pr pakke
v. 6 pakker

80 kr

Varenr. 1108.0019

MUNDBIND

Type II mundbind med 3 lag i blå non-woven materiale.
Klassisk model med næsebøjle og øreelastik.

✓ EN ISO 13485:2016, CE.

Kun
3,98 kr

pr. stk.
v. 50 stk.

Varenr. 1108.0040

Alkohol swabs med
70 % isopropyl alkohol
Til desinfektion af hud.

Pr. æske m. 100 stk

8 kr

Varenr. 1380.1010

HOUNISEN SWABS TIL DESINFEKTION

Små alkoholholdige swabs til desinfektion af
mindre områder fx hud før injektion.
Hounisen swabs indeholder 82% ethanol
og 0,5% klorhexidin.
Servietterne er pakket enkeltvist.
100 stk. i en æske.

Hounisen
swabs
Pr. æske
5 kr

Varenr.1380.1000

HÅNDDESINFEKTIONSGEL

- med hudplejende egenskaber

PURELL® Advanced Gel er desinfektionsgel med enestående
kombination af bakteriedræbende og hudvenlige egenskaber,
der sikrer effektiv hånddesinfektion uden at udtørre huden.
Indeholder 70% alkohol. 500 ml.

- ✓ Godkendt til hånddesinfektion -
og kirurgisk hånddesinfektion af CEI
- ✓ Klinisk dokumenteret hudplejende effekt
- ✓ Uden parfume og farvestoffer
- ✓ Forligelig med nitril- og latexhandsker

12 stk.

å 500 ml

309 kr

Varenr. 1107.2068



DET ROBUSTE BLODTRYKSAPPARAT

Til hjemmemåling

boso medicus uno er et brugervenligt fulldautomatisk, digitalt blodtryksapparat fra **BOSCH+SOHN**.

Robust og simpelt at betjene med kun en knap og er dermed velegnet til patientudlevering med henblik på hjemmeblodtryksmålinger.

Justerbar velcromanchet, der passer til de fleste patienter (22-32 cm) medfølger.

Pr. stk. 362 kr.
Pr. stk. v/10 stk.

295 kr

Varenr. 0011.0010



DET EKSKLUSIVE BLODTRYKSAPPARAT

Til lægeklinikken

Boso medicus vital er fulldautomatisk med hukommelse til 60 målinger. Indbygget sensorsystem og indikator til registrering af uregelmæssig puls eller hjerterytme.

Universal manchete (22-42 cm) medfølger.



XL-manchete
(32-48 cm)

Pr. stk. 208 kr.

Pr. stk. v/3

175 kr

Varenr. 0011.0019

Boso medicus vital
pr. stk. 438 kr.
pr. stk. ved 10 stk.

350 kr

Varenr. 0011.0003

GRATIS kalibrering hvert 2. år af blodtryksapparater købt hos Hounisen.
Send blodtryks apparatet til os og vi kalibrerer og sender det tilbage.

Certificeret
servicepartner
for boso

KALIBRERING



GRATIS kalibrering hvert 2. år ✓

Forlæng dit apparats levetid ✓

Hounisen er certificeret servicepartner for boso ✓

PREMIUM LEJER TIL EKSKLUSIV INDRETNING AF KLINIKKEN

OSCAR | MED
TEC

Elegant design med tanke på god ergonomi, sikkerheden er i top og de robuste og slidstærke lejer kan holde til patientvægt på op til 200 kg.

- ✓ Enkelt design i kraftig og god kvalitet.
- ✓ Pladsbesparende højdejustering lige op og ned.
- ✓ Fire centrallåste hjul giver mulighed for let manøvrering eller låsning af lejet.
- ✓ Kan justeres i Trendelenburg-position.
- ✓ Vælg mellem 14 forskellige farver.



22.885 kr

Varenr. 0023.0105

GYNÆKOLOGISK LEJE

Topmodel med fuld fleksibilitet, designet i samarbejde med jordmødre. Kombineret gynækologisk stol og patientleje, hvor den midterste del af lejet kan køres op som ryglæn. Højde og sæde reguleres elektrisk lige op og ned. Benstøtterne kan justeres både i højde og dybde. Papirholder og justerbar skylleskål, der tåler desinfektion medfølger.

UNDERSØGELSESLJE

Stabilt premium leje med ekstra lav indstigningshøjde og kantstabilisering. Lejet kan sænkes helt ned til 45 cm, hvilket letter indstigning og udstigning.

FARVER

Lejerne fremstilles specielt til dig, så du kan vælge den farve, der passer til din klinik.



13.995 kr

Varenr. 0023.0110

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com

www.hounisen.com/lægepraksis

Følg os på facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev på: hounisen.com



Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, der kan læses på: hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser
Fri levering ved ordre over 1.000 kr. Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com for at bestille varer. OBS! Oplys venligst, at det er et avistilbud, når du bestiller.
Priserne gælder t.o.m. 20/11 2020, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.