



MIKRORØR MED SKRUELÅG OG STÅRING

Mikrorør med konisk bund, ståring samt riller, der letter betjening med en hånd. Rør og skruelåg er fremstillet i polypropylen, mens EPDM O-ring i skruelågene får dem til at slutte helt tæt. Rørene kan centrifugeres ved 20.000 x g, er velegnet til nedfrysning ned til -80 °C og kan autoklaveres ved 121 °C. Fås i flere udgaver med og uden låg, med skrivefelt, steril eller med PCR certifikat.

SUPER PRIS

✓ **PCR Performance Tested: DNase-/RNase -, DNA - og PCR inhibitorfri.**

Varenummer	Volumen ml	Centrifugering x g	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.730	0,5	20.000	5.000	0,40 kr.
72.730.406	0,5	20.000	1000	1,10 kr.
72.703.406	1,5	20.000	1000	0,99 kr.
72.694	2	20.000	5000	0,40 kr.
72.694.406	2	20.000	1000	1,05kr.



LET BETJENT MED 1 HÅND



SARSTEDT



LOW BINDING MIKRORØR MED SKRUELÅG

Med Low binding får du minimal interaktion mellem rør og prøvemateriale, hvilket sikrer højt udbytte af prøver med lavt volumen. Fås til DNA eller protein. Mikrorørene er fremstillet i robust polypropylen og tåler centrifugering ved 20.000 x g. Skruelåget kan betjenes med en hånd.

✓ **PCR Performance Tested**

Varenummer	Low binding	Volumen ml	Centrifugering x g	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.730.600	Protein	0,5	20.000	1000	1,31 kr.
72.703.600	Protein	1,5	20.000	1000	1,31 kr.
72.703.700	DNA	1,5	20.000	1000	1,31 kr.
72.694.600	Protein	2	20.000	1000	1,31 kr.

Pr. stk. v/500 stk.
0,69 kr.

Varenr. 62.554.502

SARSTEDT

SARSTEDT 15 ML CENTRIFUGERØR – røret du ikke kan undvære!

Sterile centrifugerør, der holder helt tæt! Fremstillet i polypropylen med graduering og skrivefelt. Monteret med rødt skruelåg i HD-PE. Rørene har forstærket bund og kan centrifugeres ved 15.500 x g.

- ✓ Steril, DNA-/DNase-/RNase-fri, pyrogen-/endotoksin-fri, ikke-cytotoksisk
- ✓ IVD- og CE-mærket

SPOT PRIS TIL DIG





MIKRORØR MED VEDHÆNGTE LÅG – almindelige, SafeSeal eller Easy Cap

Med mikrorør fra SARSTEDT er kvaliteten i top og udvalget stort. Du får mikrorør fremstillet i 100% polypropylen, der tåler store spænd i temperatur fx helt ned til – 80 °C, samt centrifugering

ved meget høj hastighed. Vælger du topmodellen med SafeSeal låg kan du centrifugere helt op til 30.000 x g. Det er også muligt, at vælge rør, der er PCR Performance Tested.

✓ IVD- og CE-mærket

Varenummer		Volumen ml	Centrifugering x g	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.706	SafeSeal-låg	1,5	30.000	2000	0,26 kr.
72.690.550	Easy Cap	1,5	20.000	5000	0,12 kr.
72.690.001	Vedhængt låg	1,5	20.000	5000	0,10 kr.



ROTAMIX INTELL-MIXERTM

Kombineret rotator, vortex-mixer og blotter. 1-99 rpm.
Holdere bestilles separat, flere modeller. Varenr. 1592.0600



3.800 kr.

Holdere til INTELL-MixerTM RM-2

14 huller, Ørør 30 mm.
Varenr. 1592.0630

440 kr.



Holdere til INTELL-MixerTM RM-2

34 huller, Ørør 11/13/16/30 mm.
Varenr. 1592.0535

420 kr.



Holdere til INTELL-MixerTM RM-2

44 huller, Ørør 11 mm.
Varenr. 1592.0611

405 kr.



FLOW WIPES FREE alkoholfri desinfektionsservietter

Store alkoholfri desinfektionsservietter, der er præimpregnerede til hurtigtvirkende og effektiv desinfektion af større overflader. Servietterne har et bredt virkningsspektrum mod svampe, vira og bakterier, herunder også MRSA. Servietterne er frugfri, alkoholfri og fri for phenol og parfume. 80 servietter i en pakke med smart genluk.

**UDEN
ALKOHOL
& PARFUME**


Pr. pakke
39 kr.

Varenr. 1108.0020




**MANGE
STØRRELSER**
Super priser

MÅLEGLAS - i flere former



- ✓ Lav og høj form
- ✓ Borosilikatglas 3.3
- ✓ Klasse B, DIN EN ISO 4788

Varenummer	ml	Form	Graduering ml	Tolerance ± ml	H mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1330.0025	25	lav	1	0,5	125	10	22,50 kr.
1330.0050	50	lav	2	1,0	150	10	27,20 kr.
1330.0100	100	lav	2	1,0	170	10	27,20 kr.
1330.0250	250	lav	5	2,0	220	10	41,80 kr.
1330.0500	500	lav	10	5,0	255	5	96,60 kr.
1332.0025	25	høj	1	0,5	167	10	21,10 kr.
1332.0050	50	høj	1	1	196	10	23,90 kr.
1332.0100	100	høj	1	1	256	10	24,40 kr.
1332.0250	250	høj	2	2	331	10	38,00 kr.
1332.0500	500	høj	5	5	360	5	87,70 kr.



Pr pakke.

795,00 kr.

Varenr. 1799.4859



ELEFANTPAPIR I STORE ARK

Kraftigt kreppt filterpapir i rektangulære ark på 48 x 59 cm. Kan anvendes til filtrering af væsker eller som bordpapir. Filterpapiret har regelmæssig og høj vådstyrke på 0,300 kN/m. og stor partikelholdig kapacitet sammenlignet med almindelige overfladepapirer. 500 ark pr. pakke.

KOMPLET VAKUUMFILTER

Steril og fri for pyrogen og endotoxin, ikke cytotoxisk.

I SARSTEDTs høje kvalitet får du komplette vakuumfiltre til 500 ml med top, bund og filter på 0,2 µm eller 0,45µm til applikationer inden for celledyrkning og sterilfiltrering af væsker.

- ✓ Top med integreret vakuumfilter Ø 90 mm
- ✓ Adapter med GL 45 skruegevind og studs til vakuumslange
- ✓ Opsamlingsbeholder
- ✓ Skruelåg GL 45

**GO
PRIS**

Porrestørrelse 0,45 µm
Pr. stk. v/12 stk.

63,00 kr.

Varenr. 83.3941

Porrestørrelse 0,2 µm
Pr. stk. v/12 stk.

65,00 kr.

Varenr. 83.3941.001

 **SARSTEDT**





Multiply® PCR-plader fra SARSTEDT

Multiply® serien er nogen af markedets bedste PCR-plader, de er PCR Performance Tested og lever op til de højeste standarder. Fremstillet i polypropylen med 96 brønde og fås i forskellige udgaver.

Varenummer	Volumen ml	Beskrivelse	Certificat	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.1977.202	0,1	Low profile, transparent, uden skørt, 96 brønde		100	18,00 kr.
72.1977.232	0,1	Low profile, hvid qPCR, uden skørt, 96 brønde		100	21,24 kr.
72.1978.202	0,3	Transparent, uden skørt, 96 brønde		100	13,50 kr.
72.1978.232	0,3	Hvid qPCR, uden skørt, 96 brønde		100	25,64 kr.

MegaBlock© til automatiserede prøvebehandlinger


SARSTEDT MegaBlock© har 96 runde eller firkantede brønde, der er kompatible med automatiske pipettesystemer. Fås i polystyren (PS) eller autoklaverbar polypropylen (PP).

Varenummer	Volumen ml	Materiale	Brønde	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
82.1970.002	1,2	PS	Runde	32	25,96 kr.
82.1971.002	1,2	PP	Runde	32	25,96 kr.
82.1972.002	2,2	PP	Firkantet	32	33,23 kr.

✓ RNase-/DNase-, DNA- og endotoksin-fri

SARSTEDT

PETRISKÅLE, VARMERESISTENTE



**KØB EN PALLE
MED 9.600
PETRISKÅLE
KUN
0,46 KR. / STK.**

SARSTEDT

92x16 mm (udvendige mål)
Pr. stk. v/480 stk.

0,55 kr.

Varenr. 82.1472 (uden rib)
Varenr. 82.1473 (ventilationsrib)

- ✓ Transparent polystyren
- ✓ Ribs til ventilation
- ✓ Tåler varme op til 80 °C

DRIGALSKIPATLER I GLAS

til jævn og ensartet udsprejning.
Anvendes blandt andet til bakteriologisk arbejde.
Ø: 5 mm L: 146 mm Hoved: 35 x 45 x 35 mm.



Glasspatler
Pr. stk. v/100 stk.

19,88 kr.

Varenr. 1940.1010

PODENÅLE MED LOOP 1 µl eller 10 µl

Gammasterile podenåle med loop
til engangsbrug for sikre og rene prøver.

SARSTEDT

1 µl loop
Pr. stk. v/1920 stk.

0,22 kr.

Varenr. 86.1567.050

10 µl loop
Pr. stk. v/1920 stk.

0,25 kr.

Varenr. 86.1562.050



NYHED - Bagfilter® Pipet & Roll

Fantastisk nyhed, når du skal pipettere flere gange fra samme prøvepose. Det nye Bagfilter® er designet med et lavt siddende genlukkeligt pipettehul, så du kan pipettere igen og igen uden at skade prøven. Filterposen er med lateralt non-woven filter med porøsitet < 250 µm. Posen lukkes let ved at rulle toppen og lukke med indbygget tape. Den rullede lukning passer på BagRack® Slide stativet.

✓ ISO7218 / 6887 / FDA BAM

Pr. stk. v/500 stk

4,21kr.

Varenr. 28.111.720

interscience

SKAL PRØVES

TA' PRØVER DIREKTE FRA POSEN PÅ STATIVET



Pr. stk.

1.245 kr.

Varenr. 28.221.440.

BagClip® 400

Undgår svejsning med denne lukkeclips til 400 ml homogeniseringsposer. Gas- og væsketæt. Længde 22,5 cm interscience



Pr. stk. v/500 stk.

12,60 kr.

Varenr. 28.231.040

NYHED - BagRack® Slide 400

Stativet til dine 400 ml homogeniseringsposer lukket med Roll eller BagClip.

- ✓ Til 12 stk. 400 ml homogeniseringsposer
- ✓ Roll eller BagClip
- ✓ Kan stables
- ✓ Tåler autoklavering

Målepipetter

Målepipetter fremstillet i polystyren med vatprop, graduering og international farvekode. Målepipetterne er gammasteriliserede og pakket individuelt i antistatisk folie-/papirpakning. Sterilcertifikater kan bestilles.

Fås også i 2, 5, 25 og 50 ml

SARSTEDT

Varenummer	Volumen ml	Graduering ml	Farvekode	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
86.1251.001	1	1/100	Gul	1000	0,59 kr.
86.1254.001	10	1/10	Orange	500	0,99 kr

- ✓ Steril, ikke-cytotoksisk, endotoksin- og pyrogenfri.



Automatic-Sarpette® pipettesuger

Elektronisk pipettesuger fra SARSTEDT, der leveres med oplader, bord- og vægholder samt udskiftelige filtre (0,45 µm og 0,2 µm). L x B x H: 135 x 40 x 170 mm. CE-mærket.

- ✓ Præcis dispensering
- ✓ Ergonomisk letvægtsdesign
- ✓ Passer til alle typer pipetter i glas og plast (0,1-100 ml)

Pr. stk.

1.380,00 kr.

Varenr. 90.189.200

SARSTEDT

SARSTEDT

HPLC – Flasker GL45

Trykprøvede flasker til HPLC, batchcertifikater kan hentes online til hver flaske. Unikt HPLC-system fra DURAN® Trykprøvet -1/1,5 bar.

500 ml flaske
Pr. stk. v/10 stk.

111,28 kr.

Varenr. 0612.0500

1000 ml flaske
Pr. stk. v/10 stk.

127,97 kr.

Varenr. 0612.1000



HPLC- skruelåg med 2, 3 eller 4 porte

DURAN® skruelåg til HPLC-flasker med GL 45-gevind. Lågene er fremstillet i blå polypropylen og fås med 2, 3 eller 4 porte med GL 14-gevind, der kan lukkes med små skruelåg. DURAN® HPLC-system kan tilsluttes rør med 4 forskellige diametre: 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm og 6,0 mm.

✓ Kan autoklaveres ved 121 °C.

Varenummer	Beskrivelse	Gevind GL Låg/Porte	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0612.0002	Skruelåg, 2 porte	45 / 14	2	189,69 kr.
0612.0003	Skruelåg, 3 porte	45 / 14	2	202,21 kr.
0612.0004	Skruelåg, 4 porte	45 / 14	2	223,40 kr.
0612.0010	Pakning og små låg til 4 porte	-/ 14	1	171,93 kr.



Honeywell

CHROMASOLV™ solventer til HPLC

CHROMASOLV™ til HPLC fra Honeywell Ridel-de Haën™ er kemikalier med meget høj kvalitet, enhedsgrad og ensartethed specialiseret til HPLC. Valg af materialer samt fremstillingsmetoden ligger under meget høj intern kontrol, ISO 9001 og RC 14001 certificeret.

Varenummer	Kemikalie	Kvalitet	volumen ml	Beholder	Karton stk.	Pris pr. stk. v/karton
C34851.2500	Acetonitril CHROMASOLV™	CHROMASOLV™ HPLC ≥ 99,9 %	2500	Glasflaske	4	493,46 kr.
C34856.2500	Dichloromethan CHROMASOLV™	CHROMASOLV™ HPLC ≥ 99,99 %	2500	Glasflaske	4	348,14 kr.
C34859.2500	Hexan CHROMASOLV™	CHROMASOLV™ HPLC ≥ 97,0 %	2500	Glasflaske	4	492,73 kr.
C34860.2500	Methanol CHROMASOLV™	CHROMASOLV™ HPLC ≥ 99,9 %	2500	Glasflaske	4	185,78 kr.
C34873.2500	Heptan CHROMASOLV™	CHROMASOLV™ HPLC ≥ 99 %	2500	Glasflaske	4	687,00 kr.

HPLC-præparatglas og skruelåg med teflonindlæg

Borosilikat 5.1 præparatglas i mange størrelser til HPLC. Præparatglassene er med flad bund og kan stå uden stativ. Glassene er med gevind til skruelåg, der købes separat. Vælg et robust skruelåg med teflonindlæg, der tåler autoklaving.

Præparatglas Varenummer	Volumen ml	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton	Skruelåg/Teflon Varenummer	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1670.0032	1,5	100	1,72 kr.	1670.0120	100	3,68 kr.
1670.0036	2	100	1,83 kr.	1670.0120	100	3,68 kr.
1670.0045	4	100	1,96 kr.	1670.0140	100	3,68 kr.
1670.0061	8	200	2,58 kr.	1670.0180	100	3,68 kr.
1670.0066	12	200	2,66 kr.	1670.0180	100	3,68 kr.
1670.0071	16	200	3,79 kr.	1670.0216	100	3,68 kr.
1670.0086	24	200	4,43 kr.	1670.0224	100	3,68 kr.

TEFLONLÅG

SARSTEDT Multi-Safe® kanylebokse

Godkendte til opbevaring og transport af skarpe genstande iht. TRBA 250, UN og DIN EN ISO 23907.

Kanyleboksene er fremstillet i slagfast polypropylen med sikker lukning. I lågene findes aftrækningsmuligheder til kanyler, insulinpenne med mere. Kanylebokse findes i mange størrelser og modeller, kig på hounisen.com eller kontakt kundeservice.

✓ Godkendt iht. TRBA 250, UN og DIN EN ISO 23907



SARSTEDT

Varenummer	Beskrivelse	Volumen liter	Karton stk.	Pris pr. stk. v/ karton
77.3894.007	Twin 700	0,7	200	3,20 kr.
77.3895.021	Opti 2100, rund	2,1	80	8,00 kr.
77.3898.106	Medi 6, rund, hank	6	10	20,93 kr.
77.3898.011	Medi 11, rund	11	10	31,20 kr.

Chirana® 2-komponente og 3-komponente sprøjter

Komplet program indenfor engangssprøjter, der følger det standardiserede Luer-system. De 3-komponente sprøjter er forsynet med en pakning, der sikrer en lettere håndtering og en mere præcis dosering. Sprøjterne er fremstillet i transparent polypropylen/polyethylen med letlæselig sort graduering. Sterile og individuelt blisterpakkede.

Varenummer Luer	Varenummer Luer-Lock	Volumen ml	Antal komponenter	Æske/karton stk.	Pris pr. stk. v/ æske / kanton Luer	Pris pr. stk. v/ æske / kanton Luer-Lock
2932.1002	-	2	2-komponent	100/2.800	0,25 kr. / 0,20 kr.	-
2932.1005	-	5	2-komponent	100/1.900	0,35 kr. / 0,27 kr.	-
2932.1010	-	10	2-komponent	100/1.200	0,43 kr. / 0,32 kr.	-
2933.1001	2933.1101	1	3-komponent	100/2.000	0,41 kr. / 0,35 kr.	1,74 kr. / 1,31 kr.
2933.1002	2933.1102	2	3-komponent	100/3.000	0,34 kr. / 0,25 kr.	0,35 kr. / 0,26 kr.
2933.1005	2933.1105	5	3-komponent	100/2.400	0,40 kr. / 0,30 kr.	0,42 kr. / 0,31 kr.
2933.1010	2933.1110	10	3-komponent	100/1.600	0,59 kr. / 0,44 kr.	0,61 kr. / 0,46 kr.



Chirana® MEDOJECT kanyler

Kanyler fremstillet i rustfrit stål med lancetslibning og silikonebehandling.

Kanylerne er med farvekodet skaft i polypropylen. Sterile og individuelt blisterpakkede.

Varenummer	Størrelse G x "	Ø x L mm	Farve	Æske / kanton stk.	Pris pr. stk. v/ æske	Pris pr. stk. v/ kanton
2931.1808	18 G x 1 1/2"	1,20 x 40	Pink	100 / 4.000	0,15 kr.	0,12 kr.
2931.1908	19 G x 1 1/2"	1,10 x 40	Neutral	100 / 4.000	0,15 kr.	0,12 kr.
2931.2008	20 G x 1 1/2"	0,90 x 40	Gul	100 / 4.000	0,15 kr.	0,12 kr.
2931.2108	21 G x 1 1/2"	0,8 x 40	Grøn	100 / 4.000	0,14 kr.	0,11 kr.
2931.2208	22 G x 1 1/2"	0,70 x 40	Sort	100 / 4.000	0,14 kr.	0,11 kr.
2931.2305	23 G x 1"	0,60 x 25	Blå	100 / 4.000	0,14 kr.	0,11 kr.
2931.2306	23 G x 1 1/4"	0,60 x 30	Blå	100 / 4.000	0,14 kr.	0,11 kr.
2931.2502	25 G x 1 5/8"	0,50 x 16	Orange	100 / 4.000	0,14 kr.	0,11 kr.
2931.2505	25 G x 1"	0,50 x 25	Orange	100 / 4.000	0,14 kr.	0,11 kr.

Certificerede engangssprøjter og - kanyler fra europæisk topproducent

Chirana®

Chirana® sprøjter er blevet produceret i Europa siden 1947, og de produceres i dag i over 300 millioner eksemplarer om året. Sprøjterne og kanylerne er EN ISO 13485:2012-certificerede og CE-mærkede i overensstemmelse med EU-direktiverne 93/42/EEC.

- ✓ Pyrogenfri
- ✓ Latexfri
- ✓ DEHP-fri
- ✓ PVC-fri
- ✓ Ikke-toksisk

Kemikalier fra Honeywell - leveret af Hounisen

STORT UDVALG AF KEMIKALIER



-fordi det er enkelt!



STORT SORTIMENT AF HONEYWELL KEMIKALIER



HURTIG LEVERING FRA LAGER I SKANDERBORG



SKRÆDDERSYEDE LEVERINGSAFTALER



PROFESSIONEL VEJLEDNING



Honeywell

Honeywell Fluka™ Honeywell Riedel-de Haën™
Honeywell Burdick & Jackson™

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com

www.hounisen.com

Følg os på facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev på: hounisen.com



Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, der kan læses på: hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser
Fri levering ved ordre over 1.000 kr. Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com for at bestille varer. OBS! Oplys venligst, at det er et avistilbud, når du bestiller.
Priserne gælder t.o.m. 30/11 2020, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.