

Medi-Test URYXXON® Stick 10 urinstix

Varenummer 0010.0251



Anvendelse	<p>Medi-Test URYXXON® Stick 10 urinstix til påvisning af urinvejsinfektioner eller tidlige sygdomsstadier ved fx diabetes, nyresygdomme og hypertension.</p> <p>URYXXON® urinstix har 10 analyseparametre til påvisning af: Blod, leukocytter, nitrit, protein, glucose, ketoner, pH, urobilinogen, bilirubin og densitet.</p> <p>URYXXON® urinstix anvendes sammen med URYXXON® Relax urinanalyseapparat (Hounisen varenummer 0010.0250) til automatisk instrumentel aflæsning, der minimerer risikoen forbundet med manuelle aflæsninger og subjektive visuelle farvefortolkninger.</p> <p>Analysen startes automatisk, når urinstixen placeres i slæden på URYXXON® Relax urinanalyseapparatet. Testresultatet printes, og slæden kører selv ud igen efter endt analyse. Dette muliggør hygiejnisk non-touch betjening.</p>
Pakkestørrelse	Rør med 100 stk. teststix.
Certificering	Produktet er CE-mærket og SKUP-valideret.
Opbevaring	+4-30 °C, tørt og lysbeskyttet. Udtag kun det antal stix, der skal bruges til prøven, og luk omgående røret.
Holdbarhed	Se data på røret. Teststix er holdbare til den angivne udløbsdato, hvis de opbevares korrekt og efter producentens anvisninger. Dette gælder også efter åbning, så længe opbevaringsrøret holdes forsvarligt lukket. Undgå at udsætte stix for fugt eller direkte sollys.
Bortafskaffelse	Som almindelig husholdningsaffald.
Anmærkninger	<p>Alle prøveresultater bør tages med forbehold. Se endvidere indlægssedlen fra producenten.</p> <p>Har du spørgsmål eller ønsker demonstration: Kontakt kundeservice på tlf. 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com</p>