



Varenummer 232742



Eksploration og Ultralydsgel, ABENA, 250 ml, klar, uden farve og parfume, flaske med krog, kan bruges til ultralydsscanning

- ✓ Høj viskositet
- ✓ Nem at påføre



Produktbeskrivelse

ABENAs eksplorations- og ultralydsgel anvendes til undersøgelser, og er særligt udviklet til brug ved ultralydsscanninger. Produktet har en høj viskositet der gør den nem at påføre.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Eksploration og Ultralydsgel
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Uden farve og parfume, flaske med krog, kan bruges til ultralydsscanning
pH-værdi (konc.)	pH 5,1
Tekniske ingredienser	Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
Rumindhold, brutto	250 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes som kontakt- og glidemiddel ved ind- og udvendige undersøgelser og ultralydsscanninger. Må kun påføres intakt hud og naturlige åbninger.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	28.5 cm	27 cm	15 cm	5703538437434
stk	1 stk				5703538437410



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

