



Testet af
infektionsmedicinske
afdelinger i Danmark



Ansigtvisir - Hounisen

Til brug mod virusmitte

Visir til beskyttelse mod dråbeborne smitekilder. Visiret beskytter ansigtet; næse, mund og øjne mod stænk fra nys og hoste og reducerer derved smitte fra andre mennesker.

Desuden hjælper visiret dig til ikke at berøre dit ansigt, dette sker ofte ubevidst flere gange i timen, og er kilde til øget smitterisiko. Visiret er et nemt værnemiddel at anvende idet, det er fremstillet i et stykke og hurtigt tages på og kasseres efter brug. Størrelsen er onesize.

Ansigtvisiret er fremstillet i virgin antifog mono, PET, der er fleksibelt og nemt at tage på. Visiret kan anvendes både med og uden briller. Pandeknopperne kan vendes enten ind eller ud for den bedste pasform.



Varenr.:	P1108.9950
Beskrivelse:	Ansigtvisir
Størrelse:	Onesize
Materiale:	PET antifog mono film
Anvendelse:	Virusbeskyttelse
Godkendelse:	CE approved
Pakkeenhed:	250 stk. pr. kasse

plastic and perfection
HN GROUP Du får her et dansk produceret ansigtvisir, der er fremstillet under meget ordnede forhold hos HN Group A/S i Billund, der er ISO 13485 medico certificeret.