

Medicinflasker

Klassiske medicinflasker med gevind i henhold til DIN 6094-7:1995-02. Leveres med robuste skruelåg af PP (polypropylen), som er modstandsdygtige over for fugt og kemikalier og sikrer en tæt og sikker lukning. Flaskerne er fremstillet i brunt eller klart glas og riller i bunden giver ekstra stabilitet på underlag.

Medicinflaskerne kan rengøres og autoklaveres og har mange anvendelsesmuligheder til opbevaring og dosering af væsker, farmaceutiske præparater og kemikalier.

Flaskerne kræver ikke SDS, men der er risiko for skader ved glasbrud.



Varenr.	Varenavn	Volume n (ml)	Maks vol. (ml)	Farve	Højde (mm)	Krop Ø (mm)	Hals Ø (mm)	Åbning Ø (mm)	Skruelåg (PP) str.	Materiale	Vægt (g)
0620.0010	Medicinflasker 10 ml brun (låg 20 mm)	10		Brun	54	27	20	16	20	Glas	30
0620.0030	Medicinflasker 30 ml brun (låg 28 mm)	30	37 ± 1,2	Brun	67 ± 0,8	35 ± 0,7	28	25	28	Glas	39
0620.0060	Medicinflasker 60 ml brun (låg 28 mm)	60	72 ± 3	Brun	90,9 ± 1	42 ± 1,1	28	25	28	Glas	60
0620.0100	Medicinflasker 100 ml brun (låg 28 mm)	100	116 ± 4,0	Brun	112 ± 1,1	47 ± 1,1	28	25	28	Glas	83
0620.0200	Medicinflasker 200 ml brun (låg 28 mm)	200		Brun	133	57	28	25	28	Glas	120
0620.0250	Medicinflasker 250 ml brun (låg 28 mm)	250	272 ± 6	Brun	148 ± 1,2	63 ± 1,3	28	25	28	Glas	169
0620.0300	Medicinflasker 300 ml brun (låg 28 mm)	300		Brun	155.9	65.5	28	25	28	Glas	160
0620.0500	Medicinflasker 500 ml brun (låg 28 mm)	500		Brun	183.7	76	28	25	28	Glas	240
0620.1000	Medicinflasker 1000 ml brun (låg 28 mm)	1000		Brun	230.6	93.5	28	25	28	Glas	410
0620.1100	Medicinflasker 100 ml klar (låg 28 mm)	100	108 ± 2,5	Klar	104 ± 0,9	46 ± 0,8	28	25	28	Glas	72



Hounisen Laboratorieudstyr A/S | Niels Bohrs Vej 49 | 8660 Skanderborg
www.hounisen.com | salg@hounisen.com | 86 21 08 00