

Digital Rocker

Digital vipper og blodvender

Varenummer 15971000

ANVENDELSE

Thermo Scientific™ Digital Rocker er designet til ELISA, proteinsyntese, farvning og andre tidssensitive applikationer.

Præcis indstilling af hastighed og tid.

Gummimåtte med non-slip fordybninger, der giver fleksibilitet til placering af plader, kulturflasker, petriskåle med mere.

PRODUKTDATA

Vippevinkel:	1° to 15°
Belastning:	4,5 kg
Hastighed:	1-70 rpm
Nøjagtighed:	+/- 1 rpm < 50 rpm og 2 rpm > 50 rpm
Vægt:	13,5 kg
Platform:	Bakke
Materiale:	Bakke af rustfrit stål
Gummimåtte:	Non-slip til
L x B:	Bakke, 322 x 282 mm
L x B x H:	487 x 387 x 354 mm
Timer:	1 - 9999 s
Display:	LED



Thermo
SCIENTIFIC

Præcis kontrol

Vinkel
Hastighed
Tid

TEKNISKE DATA

Elektriskebehov:	100/240 V
Spænding:	230 V
Strømstyrke:	0,1 A
Frekvens:	50/60 Hz
Luftfugtighed:	20 - 85 % RH
Certificering:	CE, RoHS, cCSAus
Garanti:	2 år

INKLUDERET

Gummimåtte, non-slip med fordybninger
6 gummistrimler til fastspænding
Brugsanvisning
EU-stik, UK-stik og CHN-stik



Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com | www.hounisen.com

Kilde: Thermo scientific Brochure,
Benchtop Shakers.