

Alkohol-imprægnerede desinfektionsservietter



Alkohol-imprægnerede servietter til hurtig desinfektion

- Tidsbesparende universalserviet
- Bredt virkningsspektrum
- Velegnet til mellemstore overflader med patient kontakt
- Udviklet til sensitive overflader

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

er alkoholbaserede forimprægnerede desinfektionsservietter til rengøring af medicinsk udstyr og sensitive overflader. Servietterne er pakket i flow-pakke med genlukkelig åbning. DESCOCEPT SENSITIVE WIPES er baseret på en optimal kombination af wibe og desinfektionsvæske, der tilbyder effektive men stadig skånsom desinfektion, der ikke efterlader mærker.

Tør overfladerne over med DESCOCEPT SENSITIVE WIPES, så de er helt våde, lad tørre i hele kontakttiden for effektivdesinfektion.

Indhold:
45 g ethanol pr.
100 g desinfektionsvæske

Spectrum of efficacy and contact time			30 s	1 min	2 min	3 min
Bacteria and yeasts						
application recommendation for surface disinfection: Bactericidal, yeasticidal*	VAH**	with mechanical action, dirty conditions		•		
application recommendation for surface disinfection: Bactericidal, yeasticidal*	EN 16615	with mechanical action, dirty conditions			•	
tuberculocidal (M. terrae)	EN 14348	clean conditions	•			
mycobactericidal (M. avium)	EN 14348	clean conditions		•		
Enveloped viruses						
active against enveloped viruses	RKI/DVV	incl HBV/HIV/HCV	•			
Non-enveloped viruses						
active against rotaviruses	EN 14476	clean conditions	•			
active against noroviruses (MNV)	EN 14476	clean conditions		•		
active against adenoviruses	EN 14476	clean conditions				•
Additional test results						
bactericidal	EN 13727	clean and dirty conditions		•		
yeasticidal (C. albicans)	EN 13624	clean and dirty conditions		•		

* including phase 2 step 1 and phase 2 step 2 tests (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)

**listed in the 5 min column of the VAH list



Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Tlf. 86 21 08 00
salg@hounisen.com
www.hounisen.com

Godkendt anvendelse:

I henhold til Biocidal Products Regulation (BRP): Hurtig desinfektion og rengøring af alkoholbestandigt medicinsk udstyr og overflader.

I henhold til EU Medical Devices Regulation: hurtig desinfektion og rengøring af ikke invasivt medicinsk udstyr, særligt velegnet til sensitive overflader.