

SE-1515 EKG-system

EKG-målinger til PC

Brugervenlig optagelse og håndtering af EKG

Intuitiv software med automatisk fortolkning af EKG samt integration med patientjournaler.



Fordele ved SE-1515 12/9 EKG-boks

- Enkel, komprimeret og let at betjene.
- Kan integreres med elektroniske patientjournaler.
- Leveres med alt udstyr og er klar til brug med det samme.
- Real-time 12 afledningers visning.
- 10 farvekodede ledninger letter korrekt placering.
- Automatisk fortolkning af resultaterne.
- Software medfølger.
- PC-baseret med to muligheden: Forbundet via USB-ledning eller trådløs bluetooth baseret EKG-apparat.



USB-ledning eller trådløs



DP12

Varenummer 0015.0201

DP12: 12/9 EKG-apparat med USB tilslutning til PC

DX12

Varenummer 0015.0201

DX12: 12/9 Trådløst EKG-apparat med bluetooth tilslutning til PC



Indhold

- EKG-apparat
- Farvekodede ledninger
- 6 vakuumelektroder til præcordial placering
- 4 ekstremitetelektroder til håndled og ankler
- Software
- Manualer



lægepraksis

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com

www.hounisen.com/lægepraksis