

GYNCOMBI 932

Artikelnummer: 5-932.

Våra gynstolar designas och utvecklas i nära samarbete med gynekologer och barnmorskor, för att hitta de absolut bästa lösningarna. Vi vill erbjuda trygga patientupplevelser och rätt ergonomi för personalen, såväl vid den lilla mottagningen som den stora specialistmottagningen. Höjning och sänkning av stolshöjden sker exempelvis alltid rakt upp och rakt ner, vilket underlättar arbetsmomenten eftersom avståndet till patienten inte påverkas. Vi har tre gynstolar och en gyncombi i vårt sortiment och vi hjälper dig gärna att välja rätt modell för din mottagning. Gynstol Premium 488 är rätt stol för specialist- och MVC mottagningen medan de enklare modellerna Standard 480 och Basic 036 passar bättre på exempelvis en vårdcentral eller mindre mottagning. Vår gyncombi-modell är såväl en brits som en gynstol i samma produkt och lämpar sig därför speciellt väl där utrymmet är begränsat.

NÄR BEHOVET ÄR STÖRRE ÄN UTRYMMET - GYNCOMBI

Gyncombin förvandlas enkelt från undersökningsbrits till gynstol genom att mittdelen vinklas upp till ryggstöd, patienthandtagen fälls upp och benstöden sätts i. När den används som brits är ingen gynutrustning i vägen. Höjden och sätesplattan justeras elektriskt, vilket gör att du alltid kan ha två händer fria. Att höjning och sänkning sker rakt upp och rakt ner gör att arbetsavståndet inte påverkas när stolen nivåjusteras.

De två ryggarna är gasfjäderreglerade och hela britsen kan fällas i chockläge från båda sidor. Benstöden går att justera både på höjden och djupet och vinklar sig automatiskt efter patientens vader, både vertikalt och horisontellt. Den utdragbara och rostfria sköljskålen tål diskdesinfektion. Hjulen gör det enkelt att flytta stolen, även med patient i. Utrustad med 4 st centrallåsta hjul varav 2 st riktningsspärrade. Pappershållaren är placerad på britsens huvuddel.

Som tillval finns överdrag till benstöd och en smidig undersökningslampa som monteras direkt på gyncombin eller med hjälp av en lamphållare.



MD

GYNCOMBI 932

EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar
Elektriskt justerbart säte
Gasfjäderreglerad rygg
Gasfjäderreglerad huvuddel
Går rakt upp och rakt ner
Stabilt och smidigt underrede
Centrallåsta hjul
Justerbara benstöd
Nedfällbara patienthandtag
Chockläge både som gynstol och som brits
Brett urval av färger på klädslar

SPECIFIKATION

Patientvikt	200 kg
Totalbredd inkl. patienthandtag	740 mm
Längd, fälld med benstöd	1980 mm mm
Längd, fälld utan benstöd	1950 mm
Sitsbredd	660 mm
Sitthöjd	520-1000 mm
Vikt	92 kg

KLÄDSLAR

		
Evida Cream	Evida Concrete	Evida Stone Blue
		
Evida Royal	Evida Anthracite	Evida Black
		
		Evida Smoke
		
Evida Merlot	Evida Marsala	Evida Atoll
		
Evida Birch	Evida Dark Moss	Evida Sage
		
		Evida Reed
		
Illusion White	Illusion Beige	Illusion Dark Camel
		
Illusion Light grey	Illusion Stone	Illusion Black
		
	Illusion Baby Blue	Illusion Ciel
		
		Illusion Marine
		
Illusion Blue	Illusion Dark Green	Illusion Purple
		
		Illusion Cherry



Illusion
Bordeaux

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Överdrag till behållare i plast/par	5-487
Behållare Oscar Special	5-575