

PROVTAGNINGSTOL 710

Artikelnummer: 2-710

Smarta funktioner, hög kvalitet och stilsäker och smidig design är gemensamt för alla våra lättplacerade provtagningsstolar. Det bidrar både till en bra arbetsmiljö och en trygg patientupplevelse, såväl vid det stora sjukhuslaboratoriet som den lilla mottagningen. Monteringen på den centrala pelaren gör att höjning och sänkning av stolshöjden sker rakt upp och rakt ner, vilket underlättar arbetsmomenten och ökar patientsäkerheten. Anpassade tillbehör och ett stort urval av klädsselfärger ger stor valfrihet.

ROTERINGSFUNKTION 360° MED ELBROMS

Med 360° roteringsfunktion kan du som tar proverna sitta kvar och istället enkelt och snabbt ändra patientens position vid provtagningen i andra armen. Med fotpedalen låser och frigör du sitsen vid rotering och har hela tiden händerna fria, vilket ger en mer ergonomisk arbetsställning. Notera att stolens hjulfria underrede vilar konstant mot golvet, på samma sätt som på en snurrfåtölj. Det gör roteringen extremt smidig.

Höjden och ryggstödet regleras elektriskt, nackstödet är ställbart och de skålade armskenor justeras steglöst med enhandsgrepp för att underlätta vid själva provtagandet. Armskenorna och vadplattan följer automatiskt med vid ryggjustering och stolen kan snabbt och lätt fällas till chockläge. Det plana och runda underredet i kombination med pelarkonstruktionen gör det lätt att komma intill patienten, utan att slå i eller fastna i utstickande stolsben.

Vid upprätt läge går vadplattan extra långt in så den inte är i vägen när patienten ska sätta sig. Patientknopparna gör det också lätt att komma i och ur.

Stolen levereras komplett som på bilden. Kulfunktion till armskenan finns som tillval.



MD

PROVTAGNINGSTOL 710

EGENSKAPER

Roterbar 360°

El-broms

Elektrisk höj-/sänkbar

Elektrisk justerbar rygg

Chockläge

Justerbara skålade armskenor

Patientknoppar

Justerbar vadplatta

Stabilt och smidigt underrede

Justerbart nackstöd

Brett urval av färger på klädslar

SPECIFIKATION

Patientvikt 200 kg

Bredd utan armskenor 630 mm

Bredd med armskenor (ca) 840 mm

Längd fälld 1650 mm

Sitsbredd 510 mm

Sitthöjd 475 - 675 mm

Vikt 78 kg

KLÄDSLAR



Evida Cream



Evida Concrete



Evida Stone
Blue



Evida Royal



Evida
Anthracite



Evida Black



Evida Smoke



Evida Merlot



Evida Marsala



Evida Atoll



Evida Birch



Evida Dark
Moss



Evida Sage



Evida Reed



Illusion White



Illusion Beige



Illusion Dark
Camel



Illusion Light
grey



Illusion Stone



Illusion Black



Illusion Baby
Blue



Illusion Ciel



Illusion Marine



Illusion Blue



Illusion Dark
Green



Illusion Purple



Illusion Cherry



Illusion
Bordeaux

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Kulfunktion till valfri
armskena. 2-420
Fabriksmonterad