

UNDERSÖKNINGSBRITS PREMIUM, ELEKTRISK

Artikelnummer: 4-915

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av undersökningsbriter. Från enklare standardbriter till modeller med elektrisk reglering av höjd och rygg, alla paketerade för att göra det enkelt att välja rätt biter för just ditt behov. Dessutom har vi utvecklat specialbriter, bland annat för ultraljudsundersökning av hjärtat. Höjdjusteringen på alla våra briter sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket gör att de med fördel kan placeras mot en vägg. Våra hjul är av högsta kvalitet och gör att briter rullar lätt och blir enkla att manövrera. Välj mellan ett stort urval av klädsfärger.

ELEKTRISK PREMIUMBRIT MED EXTRA LÅG HÖJD

Vår storsäljare som med sin extra låga höjd, centrallåsta hjul, elektrisk rygg och skyddslist som standard har allt du behöver för en smidig användning. Stabiliteten bidrar till en säker och trygg undersökning, oavsett hur patienten ligger eller sitter på briter.

Den elektriska höjdregleringen sker rakt upp och rakt ner, vilket gör att briter med fördel kan placeras mot en vägg. Höjden är väl tilltagen både i lägsta och högsta läget. Det innebär enklare i- och urstigning för patienten, samtidigt som du alltid får en bra arbetsställning. Även ryggen justeras elektriskt vilket gör att du alltid har händerna fria.

Undersökningsbiter Premium är utrustad med centrallåsta hjul. Med Oscar centrallåstning får du tre olika lägen; alla hjul bromsade, alla hjul frigjorda eller 2 st frigjorda och 2 st riktningsspärrade. Centrallåsta hjul är att föredra om briter ska flyttas mycket och underlättar också vid byte av pappersrulle, om briter står mot en vägg.

Briter är lätt att fälla till chockläge och har en kroppsformad design. Välj mellan 14 olika klädsfärger.

Andningshåll och sidogrindar finns som tillval.



MD



UNDERSÖKNINGSBRITS PREMIUM, ELEKTRISK

EGENSKAPER
Elektrisk höj-/sänkbar
Extra låg höjd
Elektrisk justerbar rygg
Centrallåsta hjul
Skyddslist
Gasfjäderreglerat chockläge
Pappershållare
Stabil i alla lägen
Brett urval av klädsselfärger

SPECIFIKATION	
Patientvikt	200 kg
Längd	2000 mm
Bredd	700 mm
Höjd	450-950 mm
Chockläge	11°
Vikt	72 kg

KLÄDSLAR		
		
Evida Cream	Evida Concrete	Evida Stone Blue
		
Evida Royal	Evida Anthracite	Evida Black
		
		Evida Smoke
		
Evida Merlot	Evida Marsala	Evida Atoll
		
Evida Birch	Evida Dark Moss	Evida Sage
		
		Evida Reed
		
Illusion White	Illusion Beige	Illusion Dark Camel
		
Illusion Light grey	Illusion Stone	Illusion Black
		
	Illusion Baby Blue	Illusion Ciel
		
		Illusion Marine
		
Illusion Blue	Illusion Dark Green	Illusion Purple
		
		Illusion Cherry



Illusion
Bordeaux

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Andningshåll	4-657
Sidogrindar/par. Fabriksmonteras.	4-663
Annan bredd (80 cm)	4-625
Förvaringskorg till undersökningsbrits, fabriksmonterad	4-674