

3M™ LITTMANN®

Cardiology IV™

STETOSKOP

De lyde du dårligt
kan høre er ofte
de vigtigste



Udforsk Cardiology IV stetoskopet
på www.littmann.dk

3M

Littmann®
Stetoskoper

3M™ LITTMANN®

Cardiology IV™

STETOSKOP

Hør stilheden

Med det Cardiology IV stetoskop kan du høre flere af de subtile lyde, som er kritiske for en god undersøgelse og diagnostik. Forbedret akustik og et nyt design, gør det mere alsidigt end tidligere.



Bedre lyd af højfrekvente lyde*



Den flydende membran giver dig mulighed for at høre høj- og lavfrekvente lyde uden at vende bryststykket



Stor og lille side for større alsidighed



Enkeltstøbt membran, som er nem at sætte på og rengøre, da overfladen er glat og uden revner

3M

3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
43 48 01 00
www.littmann.dk

* Voksen side, fast tryk. Sammenlignet med 3M™ Littmann® Cardiology III stetoskop.

3M, Littmann, Littmanns kvalitetslogo, L, Cardiology IV og Cardiology III er varemærker af 3M. Genbrug venligst. © 3M 2018. Alle rettigheder forbeholdes.