


Placering af EKG-elektroder ifølge international standard

C: Placering af elektroder
1-7: Ribbensmelletrum



- C1:** 4. ribbensmelletrum (interkostale) lige til højre for brystbenet (sternum)
- C2:** 4. ribbensmelletrum (interkostale) lige til venstre for brystbenet
- C4:** 5. ribbensmelletrum i venstre medioclaviculær linje (midt på nøglebenet)
- C3:** midt mellem C2 og C4
- C5:** venstre forreste aksilllinie (på linje med forreste armhulefold) på højde med C4
- C6:** venstre midt aksilllinie (på linje med midten af armhulen) på højde med C5

Kilde: sundhed.dk