

Gentle Skin® Superior OP

Operationshandsken af latex



Tekniske informationer

REF	Størrelse	Farve	Bredde (mm)	PZN
904155	5,5	Natur	72 ± 4 mm	18041867
904160	6	Natur	77 ± 5 mm	18041896
904165	6,5	Natur	83 ± 5 mm	18041904
904170	7	Natur	89 ± 5 mm	18041933
904175	7,5	Natur	95 ± 5 mm	18041956
904180	8	Natur	102 ± 6 mm	18041962
904185	8,5	Natur	108 ± 6 mm	18041979
904190	9	Natur	114 ± 6 mm	18041985

Tykkelse (mm)	
Håndflade	0,19 ± 0,02 mm
Finger	0,22 ± 0,03 mm
Manchet	0,16 ± 0,02 mm

Trækstyrke (N)	
Før og efter ældning	≥ 9 N

Mål (mm)	
Længde	Min. 280 mm

Hulfrihed (fravær af huller)	
AQL	0,65

Generelle informationer

Produktbeskrivelse Operationshandske af latex, pudderfri, acrylpolymer-coated, mikroruet på fingrene, rullemanchet, venstre- og højrehåndet, anatomisk pasform, pakket parvis, steril, kun til engangsbrug.

Anvendelse Egnet i alle kirurgiske områder med sterile krav. Der hvor brugeren bevæger sig i et sterilt miljø og identificerer en risiko for kontaminering. Til højinfektiose situationer på hospitaler, hos praktiserende læger, i laboratorier eller i medicinalindustrien. Også egnet til double gloving.

Indholdsstoffer Naturgummilatelx, svovl, zinkdiethyldithiocarbamat, zinkoxid, antioxidant, kasein, kaliumhydroxid, dispergeringsmiddel, MaxSilk.

Holdbarhed 3 år (opbevares køligt og tørt), beskyttes mod direkte sollys.



Emballage 50 par pr. pakke; 4 pakker pr. karton; 36 kartoner pr. palle.
Mål æske: 270 x 215 x 140 mm
Mål karton: 548 x 439 x 147 mm

Regulatoriske informationer

Kategori Medicinsk udstyr klasse IIa i henhold til forordning (EU) 2017/745.
Personligt værnemiddel klasse III i henhold til forordning (EU) 2016/425.



Standarder EN 455-1 / -2 / -3/ -4
EN 374-1 / -2 / -4 / -5
ISO 11137-2
EN 16523-1
EN ISO 21420

**Advarsler /
forholdsregler** Produktet indeholder naturgummilætex, som kan udløse allergiske reaktioner,
herunder anafylaktiske reaktioner.



Bemærkning Dette produkt er kun til engangsbrug.

