



Hounisen Laboratorieudstyr er din leverandør af artikler til det daglige forbrug i laboratoriet.

Vi finder altid den bedste løsning, hvor pris og kvalitet hænger sammen.

Vi tilbyder dag-til-dag levering på dine forbrugsvarer fra vores store lagerhal i Danmark.



Laboratorieudstyr

Tilbudssavis Nr. 2 - 2018



KAMPAGNE Sarstedt Multiply® PCR-rør

Tyndvægede Multiply® PCR-rør fremstillet i polypropylen med fremragende varmeoverførsel. Rørene har vedhængte flade låg med integreret antikontamineringsskjold, der mindsker risikoen for krydskontamination. Vælg mellem PCR Performance Tested eller Biosphere® plus kvalitet.



Favorit

Sprout® minicentrifuge

Sprout® er en let betjent, kompakt og støjsvag minicentrifuge med adapter til PCR-rør fra 0,2-2 ml og 8-strips. Minicentrifugen er ideel til spin downs, celleseparationer og HPLC-prøver. Der medfølger 3 udskiftelige rotorhoveder, rack til rør og en opbevaringsæske til alle løsdele.

- ✓ PCR Performance Tested: DNA-, DNase-/RNase- og PCR inhibitorfri
- ✓ Biosphere® plus: Steril, DNA-, DNase-/RNase-, ATP-, pyrogen- og PCR inhibitorfri



Varenummer	Varenavn	ml	Ø mm	L mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.991.002	Multiply®-Pro 8-strips PCR-rør, PCR Performance Tested	0,2	8	20	480	3,82 kr.
72.737	Multiply®-Pro PCR-rør, Biosphere® plus, steril	0,2	8	20	2.000	0,47 kr.
72.735.100	Multiply®-Pro PCR-rør, Biosphere® plus, steril	0,5	8	30	1.000	0,47 kr.
0301.8000	Sprout® minicentrifuge, m/ 3 rotorhoveder	-	-	-	1	GRATIS v/ køb af 5 kartoner Multiply®-Pro PCR-rør

GRATIS

Sprout® minicentrifuge ved køb af 5 kartoner Sarstedt Multiply® PCR-rør



Sarstedt sterilt 2-positionsrør

Sterilt 2-positionsrør fremstillet i polypropylen og med monteret låg i LD-PE. Låget kan indstilles i ventileret eller lukket position. Røret er med hvid graduering og skrivefelt. Røret kan centrifugeres op til 3.000 x g og tåler autoklavering ved 121 °C. Pakning med 25 sterile rør pr. pose.

- ✓ Steril, Lot-nr.

Varenummer	ml	Ø x L mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
62.515.006	13	16 x 100	1.500	0,80 kr.



Sarstedt mikrorør med konisk bund



Varenummer	ml	Beskrivelse	Ø x L mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.692.100	1,5	m/ vedhængt skruelåg	10,8 x 44,0	5.000	0,62 kr.
72.692.105	1,5	m/ vedhængt monteret skruelåg, steril	10,8 x 44,0	1.000	0,71 kr.
72.693.100	2,0	m/ vedhængt skruelåg	10,8 x 44,0	5.000	0,62 kr.
72.693.105	2,0	m/ vedhængt monteret skruelåg, steril	10,8 x 44,0	1.000	0,88 kr.
72.692.405	1,5	m/ monteret skruelåg, PCR Performance Tested	10,8 x 44,0	1.000	1,06 kr.
72.692.005	1,5	m/ monteret skruelåg, steril	10,8 x 44,0	1.000	0,96 kr.
72.692	1,5	m/ vedlagt skruelåg	10,8 x 44,0	5.000	0,62 kr.
72.693	2,0	m/ vedlagt skruelåg	10,8 x 44,0	5.000	0,62 kr.
72.693.465	2,0	m/ monteret skruelåg, PCR Performance Tested	10,8 x 44,0	1.000	1,01 kr.
72.693.005	2,0	m/ monteret skruelåg, steril	10,8 x 44,0	1.000	0,78 kr.



Sarstedt mikrorør med rillet krave

Mikrorør med rillet krave fremstillet i polypropylen og med tætsluttende O-ring i skruelåget. Mikrorør med O-ring i skruelåget er velegnede til nedfrysning af prøver samt ideelle til centrifugering, transport og opbevaring, fx af syntetiserede oligonukleotider, enzymer og buffere. Rørene kan autoklaveres ved 121 °C.

✓ Fås i certificeret PCR Performance Tested kvalitet

Sarstedt mikrorør med ståring



Varenummer	ml	Beskrivelse	Ø x L mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.703.406	1,5	m/ monteret skruelåg, graduering, skrivefelt, PCR Performance Tested	10,8 x 44,0	1.000	1,19 kr.
72.694.007	2,0	m/ vedlagt skruelåg, skrivefelt	10,8 x 44,0	5.000	0,55 kr.
72.694.406	2,0	m/ monteret skruelåg, graduering, skrivefelt, PCR Performance Tested	10,8 x 44,0	1.000	1,27 kr.
72.694.106	2,0	m/ vedhængt monteret skruelåg, graduering, skrivefelt, steril	10,8 x 44,0	1.000	1,26 kr.
72.694	2,0	m/ vedlagt skruelåg	10,8 x 44,0	5.000	0,60 kr.
72.694.005	2,0	m/ monteret skruelåg, steril	10,8 x 44,0	1.000	0,83 kr.
72.694.006	2,0	m/ monteret skruelåg, skrivefelt, graduering, steril	10,8 x 44,0	1.000	0,96 kr.



SARSTEDT



SARSTEDT



Sarstedt rack med 3 dæk

Opbevarings- og arbejdsstativer fremstillet i transparent polycarbonat med plads til 18 eller 48 rør, afhængig af model. Stativerne passer til 1,5 og 2 ml Sarstedt mikrorør med rillet krave for enkelthåndsbetjening.

Hvert stativ har 3 dæk med plads til rør med varierende \varnothing , således at koniske rør også kan stå optimalt. Hulstørrelsen er angivet for hvert dæk.

Kan autoklaveres ved 121 °C.



Varenummer	Inddeling/ Antal huller	Hulstr. mm	L x B x H mm	Pris pr. stk.
93.894	3 x 6 / 18	10,5 / 12,8 / 4,8	137 x 70 x 40	175 kr.
93.1428	4 x 12 / 48	10,5 / 11,5 / 4,8	257 x 90 x 40	193 kr.



Vendbart rack med 4 sider

Vendbart rack med plads til 4 x 50 ml, 12 x 15 ml, 32 x 1,5/2 ml eller 32 x 0,5 ml rør. Stativet er fremstillet i polypropylen og kan autoklaveres ved 121 °C.

Stativet kan sættes sammen i større moduler efter individuelle behov.

Leveres i pakker á 5 stk. i assorterede farver.


Varenummer	Rør ml	Antal huller	L x B x H cm	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
2070.9022	0,5 / 1,5 / 2,0 / 15,0 / 50,0	32 / 32 / 12 / 4	17,4 x 9,5 x 5,5	5	217,56 kr.



KAMPAGNE Finnpiquette F1-ClipTip™ GLP-kit

F1-ClipTip™ pipetten giver forbedrede pipetteringsresultater og minimerer samtidig risikoen for EBA-pipetteskader. Et super blow-out stempel ved volumen < 50 μ l sikrer præcis afpipettering af dråber i mikrostørrelse og forhindrer kapillarvirkning. Med det nye låsesystem er ClipTip™ pipettespidserne 100 % fastlåste og forsegledede, indtil de afskydes med en let berøring. ClipTip™ systemets O-ring bevirker, at pipettespidserne slutter helt tæt om pipetten, og at der ikke dannes luftbobler. Op til 5 års produktgaranti ved online registrering på thermofisher.com

- ✓ GRATIS racks, stativ og USB-guide
- ✓ Super blow-out stempel (< 50 μ l)
- ✓ CE-mærket



Tilbud

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Pris pr. kit
0696.9995	F1-ClipTip™ GLP-kit 1 m/ 3 Finnpiquette, 1-1.000 μ l	1-10 μ l / 10-100 μ l / 100-1.000 μ l	3.270 kr.
0696.9996	F1-ClipTip™ GLP-kit 2 m/ 4 Finnpiquette, 2-1.000 / 30-300 μ l	2-20 μ l / 20-200 μ l / 100-1.000 μ l / 30-300 μ l (8-kanals)	5.225 kr.



Nyhed



NYHED Kautex® 310 HD-PE-flasker

Firkantede Kautex® 310 flasker fremstillet i klar HD-PE.

Kautex® flaskerne er med bred hals for let påfyldning og rengøring - ideel til væskehåndtering og granulater. Forsænkede gribezoner giver et sikkert hold om flaskerne og kan bruges til skrivefelter.

Kautex® 310 flasker fås i størrelser fra 50-4.000 ml samt i hvid udgave.

- ✓ Kautex® 310 flasker er UN-godkendte sammen med skruelåg med PE-skumindlæg

Varenummer	Beskrivelse	ml	Pris pr. stk.
0657.0075	Kautex® 310 flaske	100	8,05 kr.
0657.0115	Kautex® 310 flaske	500	14,79 kr.
0657.0125	Kautex® 310 flaske	1.000	19,76 kr.
0657.0177	Skruelåg t/ 100 ml, m/ PE-skumindlæg, sort	-	3,47 kr.
0657.0179	Skruelåg t/ 500-1.000 ml, m/ PE-skumindlæg, sort	-	5,49 kr.



NYHED RNase AWAY® dekontamineringspray

RNase AWAY® dekontamineringspray til overfladedekontaminering.

RNase AWAY® eliminerer RNase og DNA fra produkter og overflader fremstillet i plast såvel som glas, uden at forurene DNA-prøver. RNase AWAY® nedbryder DNA hurtigere og mere effektivt end ved autoklavering. Velegnet til rengøring af bl.a. pipetter og Thermocyclere. Anvendes direkte på overfladen.



Nyhed

Varenummer	Varenavn	ml	Pris pr. stk.
0400.8050	RNase AWAY® sprayflaske	475	285 kr.

Purell® hånddesinfektionsgel og clips

Hånddesinfektionsgel med lotion med exceptionel antibakteriel effekt.


Bakteriedræbende i henhold til EN 1500 (hånddesinficerende), EN 12791 (kirurgisk gel), og EN 14476 (virucid).

Uparfumeret, uden farve.

Desinfektionsgelen kan anvendes sammen med praktisk bælteclips med elastik til lommekanten. Bælteclips bestilles separat.



Nyhed



Varenummer	Varenavn	ml	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1107.2060	Purell® hånddesinfektionsgel, 60 ml	60	24	11,00 kr.
1107.2060C	Bælteclips t/ Purell® hånddesinfektionsgel	-	1	10,25 kr.



Nyhed

NYHED CBC-BABY SLINGCROSS® stasebånd

Skånsom engangsstasebånd velegnet til børn og spædbørn. Stasebåndet åbnes og lukkes let med en micro-velcro® strimmel, der fastgøres sikkert på patienten, uden at klemme huden.

✓ CE-mærket

Varenummer	Længde/stk. mm	Bredde/stk. mm	Stk. pr. rulle	Pris pr. rulle
1923.0930	300	15	50	130 kr.



Hæmatokritrør

Farvekodede hæmatokritrør med og uden præparering fremstillet i henhold til ISO 12772. Hæmatokritrør med præparering indeholder minimum 4 IU Heparin. Rørene forsegles med voksplader, der har 2 x 24 nummererede positioner.

Varenummer	Varenavn	Farvekode	Ø ± 0,05 mm	L ± 0,5 mm	µl	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0826.0075	Hæmatokritrør u/ Heparin (BRIS)	Blå	1,55	75	75	1.000	0,19 kr.
0826.0175	Hæmatokritrør m/ Sodium Heparin (NRIS)	Rød	1,55	75	75	1.000	0,27 kr.
0826.0272	Hæmatokritrør m/ Ammonium Heparin (ARIS)	Grøn	1,55	75	75	1.000	0,27 kr.
0826.0500	Voksplader t/ hæmatokritrør, 2 stk./pakke	-	-	-	-	10	12,01 kr.




Det er enkelt

Mikropipetter med præparering

End-to-end mikropipetter med præparering fremstillet i henhold til ISO 7550. Mikropipetterne har minimal toleranceafvigelse ($\pm 0,50\%$) og leveres i praktisk dispenser med farvekodning for hurtig volumenaflysning. 100 stk. per dispenser, dog varenummer 1632.2051 (50 µl) 50 stk. per dispenser.

Varenummer	µl	Præparering	L mm	Farvekode	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1632.2006	5	Natrium Hep.	29	Hvid	1.000	0,60 kr.
1632.2010	10	Natrium Hep.	40	Gul	1.000	0,64 kr.
1632.2011	10	Natrium Hep.	29	Gul	1.000	0,63 kr.
1632.2020	20	Natrium Hep.	40	Sort	1.000	0,64 kr.
1632.2021	20	Natrium Hep.	29	Sort	1.000	0,51 kr.
1632.2022	20	Ammon. Hep.	29	Sort	1.000	0,56 kr.
1632.2025	25	Natrium Hep.	50	Hvid	1.000	0,64 kr.
1632.2026	25	Natrium Hep.	29	Hvid	1.000	0,56 kr.
1632.2041	40	Natrium Hep.	29	Rød	1.000	0,58 kr.
1632.2051	50	Natrium Hep.	29	Grøn	1.000	0,62 kr.





Go' pris



Desinfektionsservietter med 82 % ethanol og 0,5 % klorhexidin

Alkoholswabs med 82 % ethanol og 0,5 % klorhexidin til desinfektion af hud og andre overflader. Hver enkelt serviet er fortrykt med lotnummer og udløbsdato. Servietterne måler 30 x 60 mm. 5 års holdbarhed. 100 stk. pr. æske.



Varenummer	Beskrivelse	Pris pr. æske
1380.1000	82 % ethanol, 0,5 % klorhexidin	5 kr.



NYHED DURAN® PURE flasker

DURAN® PURE flasker er en serie af højkvalitetsglas udviklet til den farmaceutiske industri. DURAN® PURE flasker leveres med omfattende online adgang til valideringsdokumenter, der bl.a. sikrer 100 % sporbarhed. Flaskerne er fremstillet af type 1 Borosilikatglas 3.3 og fås i størrelser fra 25-2.000 ml.

Premium skruelåg fremstillet i fluoropolymer med PTFE-belagt silikoneforsegling bestilles separat (varenummer 0617.0045). Skruelåget fås i STERICLIN® pakning (SBS) til direkte sterilisering.



Nyhed



- ✓ 100 % sporbarhed med unik Retrace Code
- ✓ Batch certifikater inkl. Certificate of Analysis (CoA)
- ✓ Præcis graduering med minimal toleranceafvigelse
- ✓ DURAN® PURE flasker er fremstillet iht. USP, DIN ISO 3585, Ph.Eur. og JP
- ✓ DURAN® PURE skruelåg er fremstillet iht. USP Klasse VI og ISO 10993-5

Varenummer	Beskrivelse	ml	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0617.0250	DURAN® PURE flaske	250	10	55,08 kr.
0617.0500	DURAN® PURE flaske	500	10	66,46 kr.
0617.1000	DURAN® PURE flaske	1.000	10	92,62 kr.
0617.0045	GL 45 DURAN® PURE Premium skruelåg	-	5	72,36 kr.



Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, der kan læses på hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser

Alle priser er angivet pr. stk., ekskl. moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr.

Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg

hounisen.com for at bestille varer.

ØBS! Oplys, at det er et avistilbud, når du bestiller.

Priserne gælder t.o.m. 31/7 2018, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

